

GÉZATONE

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА КОЖЕЙ
GALVANIC BEAUTY SPA+

BIO SONIC
m 776



ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ИОНОФОРЕЗ

ВИБРОМАССАЖ

ИК ПРОГРЕВ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

СОЧЕТАНИЕ 4 МЕТОДИК В АППАРАТЕ GEZATONE BIO SONIC m776 ПОЗВОЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНО ОЧИСТИТЬ КОЖУ И СКОРРЕКТИРОВАТЬ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ, ПОВЫСИТЬ СТЕПЕНЬ УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ «ИЗНУТРИ» И УЛУЧШИТЬ ЕЁ ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ, АКТИВИЗИРОВАТЬ СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА, УМЕНЬШИТЬ МОРЩИНЫ И ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ, УЛУЧШИТЬ ЦВЕТ ЛИЦА, ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРИЗНАКОВ СТРЕССА И УСТАЛОСТИ.



ЖИРНАЯ КОЖА,
РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ
ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ, ПОВЫШЕННОЕ
САЛООТДЕЛЕНИЕ

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
КОЖИ И ПРОФИЛАКТИКА
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО
СТАРЕНИЯ

НЕРОВНЫЙ ТОН, ТУСКЛЫЙ
ЦВЕТ ЛИЦА, НЕДОСТАТОК
ВЛАГИ И ПИТАТЕЛЬНЫХ
ВЕЩЕСТВ, ШЕЛУШЕНИЕ

СНИЖЕНИЕ УПРУГОСТИ И
ЭЛАСТИЧНОСТИ
МОРЩИНЫ ГЛУБОКИЕ И
МЕЛКИЕ

ОТЕКИ
ПАСТОЗНОСТЬ,
«УСТАВШАЯ» КОЖА

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ

КОМПАКТНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ GEZATONE BIO SONIC m776 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И КОМПЛЕКСНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛЮБОГО ТИПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕТОДИК: ДЕЗИНКРУСТАЦИИ, ИОНОФОРЕЗА, ВИБРАЦИОННОГО МАССАЖА И ИК ПРОГРЕВА.



ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ

- УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, КОМЕДОНОВ И ИЗБЫТКА КОЖНОГО САЛА
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛЕНИЙ
- УСИЛЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
- СОКРАЩЕНИЕ ПОР И НОРМАЛИЗАЦИЯ САЛООТДЕЛЕНИЯ



ИОНОФОРЕЗ

- ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ДЕПО.
- СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН
- ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ДЕТОКС
- ТОНИЗАЦИЯ И СОКРАЩЕНИЕ ПОР
- КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН И ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА



ВИБРОМАССАЖ

- УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ
- СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН И ПОДТЯЖКА КОЖИ
- ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЛИМФОДРЕНАЖА
- ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ.



ИК ПРОГРЕВ

- АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЛИМФОДРЕНАЖА
- ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ
- УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА МЫШЦ
- УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОСМЕТИКИ
- СТИМУЛЯЦИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- ПОВЫШЕНИЕ УПРУГОСТИ КОЖИ.

ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ / ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ

ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ /
ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ - ОМЫЛЕНИЕ
ЖИРНЫХ КИСЛОТ КОЖНОГО САЛА
ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ТОКА И
ЛОСЬОНА-ДЕЗИНКРУСТАНТА.




ЛОСЬОН ДЛЯ ДЕЗИНКРУСТАЦИИ
ДОПОЛНЯЕТ ДЕЙСТВИЕ
ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ТОКА И
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВОДЯЩЕЙ СРЕДОЙ.

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТОКА И ЛОСЬОНА,
ИДЕТ РЕАКЦИЯ ОМЫЛЕНИЯ
КОЖНОГО САЛА, КОМЕДОН
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В МЫЛО И ЛЕГКО
ВЫМЫВАЕТСЯ ИЗ ПОР.

РЕЗУЛЬТАТЫ



СОКРАЩЕНИЕ
ПОР



УСТРАНЕНИЕ
КОМЕДОНОВ



ПРОФИЛАКТИКА
ВОСПАЛЕНИЙ



УДАЛЕНИЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ




НОРМАЛИЗАЦИЯ
САЛОУДЕЛЕНИЯ



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА

ИОНОФОРЕЗ

ИОНОФОРЕЗ = ВОЗДЕЙСТВИЕ
ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ТОКОМ
ПОСРЕДСТВОМ РАЗЛИЧНЫХ
ЭЛЕКТРОДОВ + КОСМЕТИЧЕСКОЕ
СРЕДСТВО.



МЕЖДУ ЭЛЕКТРОДАМИ
ОБРАЗУЮТСЯ ЗАРЯЖЕННЫЕ ИОНЫ
НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ,
КОТОРЫЕ, ПЕРЕДВИГАЯСЬ В
ТКАНЯХ, УСКОРЯЮТ ОБМЕН
ВЕЩЕСТВ, ПРОЦЕССЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА



УВЛАЖНЕНИЕ
И ПИТАНИЕ
КОЖИ



УКРЕПЛЕНИЕ
И ТОНИЗАЦИЯ
КОЖИ



СОКРАЩЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ
ДЕТОКСИКАЦИЯ



УМЕНЬШЕНИЕ
РАСШИРЕННЫХ
ПОР



КОРРЕКЦИЯ
ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ




АКТИВИЗАЦИЯ
РЕГЕНЕРАЦИИ



ВЫРАВНИВАНИЕ
КОЖНОГО
РЕЛЬЕФА

ВИБРОМАССАЖ

ВИБРОМАССАЖ
ОСНОВАН НА ВОЗДЕЙСТВИИ
ВИБРАЦИИ НА НЕРВНЫЕ
ОКОНЧАНИЯ КОЖИ, ЧТО
ВЫЗЫВАЕТ ОТВЕТНУЮ РЕАКЦИЮ
НЕРВНОЙ, КРОВЕНОСНОЙ И
ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ.



ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА КОЖУ,
СОСУДЫ И МЫШЕЧНУЮ ТКАНЬ.
РАСШИРЯЮТСЯ СОСУДЫ,
ПОВЫШАЕТСЯ ОКСИГЕНАЦИЯ
ТКАНЕЙ, АКТИВИЗИРУЕТСЯ
КРОВООБРАЩЕНИЕ И
ЛИМФОДРЕНАЖ

РЕЗУЛЬТАТЫ



ДРЕНАЖ
ДЕТОКСИКАЦИЯ



УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМОВ МЫШЦ



УКРЕПЛЕНИЕ
ОВАЛА ЛИЦА



ПОВЫШЕНИЕ
УПРУГОСТИ
КОЖИ



АКТИВИЗАЦИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ




НОРМАЛИЗАЦИЯ
РАБОТЫ
САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА

ИК ПРОГРЕВ

ПРОНИКАЮЩЕЕ ТЕПЛО УСТРАНЯЕТ СПАЗМЫ МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ, ЧТО ПОМОГАЕТ СОКРАТИТЬ ГЛУБИНУ МОРЩИН И КОЖНЫХ СКЛАДОК.



ОБЕСПЕЧИВАЕТ МЯГКИЙ ПРОГРЕВ ТКАНЕЙ НА ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ГЛУБИНУ, ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ НАСЫЩЕНИЯ КЛЕТОК КИСЛОРОДОМ И ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ. СТИМУЛИРУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, УСИЛИВАЕТ ВЫРАБОТКУ КОЛЛАГЕНА, УКРЕПЛЯЕТ И ПОДТЯГИВАЕТ КОЖУ.

РЕЗУЛЬТАТЫ



УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА



ПОВЫШЕНИЕ УПРУГОСТИ КОЖИ



СОКРАЩЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ




АКТИВИЗАЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ




ВЫРАВНИВАНИЕ КОЖНОГО РЕЛЬЕФА



ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ КОСМЕТИКИ



АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ



УСТРАНЕНИЕ СПАЗМОВ МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



ШНУР USB
В КОМПЛЕКТЕ



ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ
3 ЧАСА



- СОЧЕТАЕТ 4 ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.
- ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДИК.
- КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛЮБОГО ТИПА.
- ПРИБОР РАБОТАЕТ ОТ АККУМУЛЯТОРА, НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ИСКАТЬ РОЗЕТКУ.
- БЛАГОДАРЯ 5 УРОВНЯМ ИНТЕНСИВНОСТИ МОЖНО ВЫБРАТЬ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНУЮ ПРОГРАММУ КОРРЕКЦИИ.
- КОМФОРТНЫЙ ПРОГРЕВ ДО 45° ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ ДЛЯ НАИБОЛЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
- ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ.
- ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА И ВЕС 105 ГРАММ: УДОБНО ДЕРЖАТЬ В РУКЕ.
- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ ОКОЛО 15 МИНУТ.

3

3 РЕЖИМА
РАБОТЫ



УДОБНО БРАТЬ
С СОБОЙ

5

5 УРОВНЕЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ



КОМПАКТНЫЕ
РАЗМЕРЫ



РАБОТАЕТ ОТ
АККУМУЛЯТОРА



КОМФОРТНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДОМА

арт. 1301265

3 РЕЖИМА РАБОТЫ

РЕЖИМ DEEP CLEAN / РЕЖИМ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ




- УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ
- УСТРАНЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЗ ПОР
- ОЧИЩЕНИЕ ОТ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК
- РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ САЛООТДЕЛЕНИЯ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- СОКРАЩЕНИЕ РАСШИРЕННЫХ ПОР
- ПОДГОТОВКА К КОРРЕКТИРУЮЩЕМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

РЕЖИМ FULLY ABSORB / РЕЖИМ ПИТАНИЯ



- ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
- ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ И УМЕНЬШЕНИЕ ПОР
- ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КЛЕТОК
- ВЫРАВНИВАНИЕ КОЖНОГО МИКРОРЕЛЬЕФА
- КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
- СОКРАЩЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА

РЕЖИМ MOISTURE / РЕЖИМ УВЛАЖНЕНИЯ И ЛИФТИНГА



- ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
- УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ
- СОКРАЩЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН
- УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ
- УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ

ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА



арт. 1301265



ЗАРЯДКА USB
В КОМПЛЕКТЕ



КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЦЕДУР

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУР С АППАРАТОМ **GEZATONE BIO SONIC m776** ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА, КОТОРАЯ ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ, ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ И ПОПАДАЕТ «ТОЧНО В ЦЕЛЬ», УСИЛИВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ АППАРАТА И ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ.

РЕЖИМ DEEP CLEAN

РЕЖИМ FULLY ABSORB и РЕЖИМ MOISTURE

ЛОСЬОН
«ДЕЗИНКРУСТАНТ»



4501420AR – 250 мл

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
КОМПЛЕКС
"МОЛОДОСТЬ БЕЗ
ГРАНИЦ"



4515005K – 5 X 3 мл

АКВА – ГЕЛЬ
АЛОЭ ВЕРА



4501417AR – 250 мл

КИСЛОРОДНЫЙ
ГЕЛЬ С
ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ



4501418AR – 250 мл

ГЕЛЬ
«УЛЬТРАЛИФТ»




4501416AR – 250 мл

ГЕЛЬ С
ЭКСТРАКТОМ
ИКРЫ



4504006K – 120 мл



РЕЗУЛЬТАТЫ*

- ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ
- СОКРАЩЕНИЕ РАСШИРЕННЫХ ПОР
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА, ПОВЫШЕНИЕ УПРУГОСТИ И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ
- УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН
- ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УВЛАЖНЕННОСТИ И СОКРАЩЕНИЕ ТОНКИХ ЛИНИЙ, ВЫЗВАННЫХ НЕДОСТАТКОМ ВЛАГИ
- УМЕНЬШЕНИЕ ПРИЗНАКОВ УСТАЛОСТИ И СТРЕССА
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА И ТОНА КОЖИ, УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- СОКРАЩЕНИЕ РЕЦИДИВОВ ВОСПАЛЕНИЙ
- НОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ САЛОТДЕЛЕНИЯ

** При курсовом использовании прибора 2 раза в год.*

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ СВЫШЕ II Б СТЕПЕНИ
- ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИЛИ ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ: ОЖОГИ, ПОРЕЗЫ, РАНЫ, ССАДИНЫ, ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ.
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ГНОЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ, АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- НАРУШЕНИЯ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (БОЛЕВОЙ И ТЕМПЕРАТУРНОЙ)
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ЭПИЛЕПСИЯ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- НАЛИЧИЕ ИМПЛАНТАТОВ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ ПОД КОЖЕЙ ИЛИ В МЫШЦАХ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРОМ (ЗОЛОТЫЕ НИТИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ).
- НАЛИЧИЕ ПОДКОЖНЫХ СИЛИКОНОВЫХ ИМПЛАНТОВ.
- НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ В ТЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ИНЪЕКЦИЙ БОТОКСА, А ТАКЖЕ ВО ВРЕМЯ КУРСА ИНВАЗИВНЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР.
- ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ШНУР USB
В КОМПЛЕКТЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ




- НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ DC 3 ВТ(ОТ ВСТР. АККУМУЛЯТОРА)
- ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ 300 МА
- ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА 800МА/Ч ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО DC 5В / 500 МА (В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ)
- **ПАРАМЕТРЫ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА:**
 - В МОНОПОЛЯРНЫХ РЕЖИМАХ DEEP CLEAN / FULL ABSORB ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ +/-3.5..12 В
 - В БИПОЛЯРНОМ РЕЖИМЕ MOISTURE +/-6..24В, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСОВ 400МС
- ВИБРОМАССАЖ НЕПРЕРЫВНЫЙ ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ, КРОМЕ MOISTURE (В ЭТОМ РЕЖИМЕ 4 СЕК РАБОТАЕТ, 1 СЕК ПАУЗА)
- ИК ПРОГРЕВ 45° С ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР +15 ... 35°С ПРИ ВЛАЖНОСТИ 20 ... 85%
- РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ 100X160X43 ММ
- СРОК СЛУЖБЫ 5 ЛЕТ



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.sozv.ru/>