



GEZATONE

ФОТОЭПИЛЯТОР IPL 50

КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОС

ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ

50000 ВСПЫШЕК

5 УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ



ЦЕНТР МАКИЯЖА, МАССАЖЕВ, КОСМЕТИКИ И ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И УХОДА
СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

.....

УДАЛЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОС НА ЛИЦЕ И ТЕЛЕ - НЕ ПРОБЛЕМА!

ЕСЛИ КОЖА НЕ ПЕРЕНОСИТ ВОСК, КРЕМЫ-ДЕПИЛЯТОРЫ И БРИТВУ, - ФОТОЭПИЛЯЦИЯ ПОМОЖЕТ БЫСТРО,
БЕЗБОЛЕЗНЕННО И ЭФФЕКТИВНО.



РЕАКЦИЯ КОЖИ НА
СРЕДСТВА
ХИМИЧЕСКОЙ
ДЕПИЛЯЦИИ



БОЛЬ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ОБЫЧНЫХ
ЭПИЛЯТОРОВ



НЕГАТИВНАЯ
РЕАКЦИЯ КОЖИ НА
БРИТЬЕ



БОЛЬ И РАЗДРАЖЕНИЕ
ПРИ ВОСКОВОЙ
ДЕПИЛЯЦИИ



ПРОБЛЕМА
ВРАСТАНИЯ ВОЛОС
ПОСЛЕ
ДЕПИЛЯЦИИ



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС БЫСТРО* И С КОМФОРТОМ

.....

РУКА 3 МИНУТЫ



ПОДМЫШКИ 3 МИНУТЫ



СПИНА 12 МИНУТ



ОБЛАСТЬ НАД ГУБОЙ 1 МИНУТА



НОГА 10 МИНУТ



БИКИНИ 2 МИНУТЫ



* время процедуры зависит от площади участка обработки и количества волос

Арт. 1301237



сеть фирменных магазинов


СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

.....



ФОТОЭПИЛЯЦИЯ - УДАЛЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОС ЗА СЧЕТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНТЕНСИВНОГО ИМПУЛЬСНОГО СВЕТА (IPL). ВСПЫШКИ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ДЛИНЫ, ЧАСТОТЫ И МОЩНОСТИ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА ВОЛОСКИ И ВОЛОСЯНЫЕ ФОЛЛИКУЛЫ.



ЭНЕРГИЯ СВЕТОВЫХ ИМПУЛЬСОВ ПОГЛОЩАЕТСЯ МЕЛАНИНОМ ВОЛОСА И ПРЕОБРАЗУЕТСЯ В ТЕПЛО. ПО СТЕРЖНЮ ВОЛОСА ТЕПЛО ПЕРЕДАЕТСЯ В ВОЛОСЯНОЙ ФОЛЛИКУЛ.

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ОБЛАСТИ ВОЛОСЯНОГО ФОЛЛИКУЛА ВЫЗЫВАЕТ ЕГО РАЗРУШЕНИЕ.

СОКРАЩАЕТСЯ РОСТ ВОЛОС.


ПОВТОРНЫЕ СЕАНСЫ ПОЗВОЛЯЮТ ОБРАБОТАТЬ ВОЛОСЫ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДВЕГЛИСЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ И НАРУШИТЬ ЦИКЛ РОСТА ВОЛОСА.



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

.....

ПОЧЕМУ НУЖНЫ ПОВТОРНЫЕ СЕАНСЫ



~ 85%
АНАГЕН

1-2%
КАТАГЕН

10 -15%
ТЕЛОГЕН

- **ФОТОЭПИЛЯЦИЯ** ЭФФЕКТИВНА В ОТНОШЕНИИ ВОЛОС, НАХОДЯЩИХСЯ В АКТИВНОЙ ФАЗЕ РОСТА (АНАГЕН), ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНЫХ СЕАНСОВ.
- ВОЛОСКИ, НЕ ДОСТИГШИЕ ФАЗЫ АНАГЕНА, ОСТАЮТСЯ НЕТРОНУТЫМИ, ТАК КАК НЕ ПОГЛОЩАЛИ СВЕТОВЫЕ ИМПУЛЬСЫ.
- СПУСТЯ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ВОЛОСЫ ВЫРАСТАЮТ И ВОЗНИКАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ В ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ.

КТО МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

.....



ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН С ФОТОТИПАМИ **I – IV**

Для **V** и **VI** фототипов использование данного аппарата противопоказано.



ПРИБОР НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЕДЫХ, ОЧЕНЬ СВЕТЛЫХ И РЫЖИХ ВОЛОС ПО ПРИЧИНЕ НЕДОСТАТКА МЕЛАНИНА.



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

.....



Арт. 1301237



СЕНСОРНЫЙ
ДАТЧИК ЦВЕТА
КОЖИ



УДОБНО БРАТЬ
С СОБОЙ

- **ЭФФЕКТИВНОСТЬ** IPL ПОДТВЕРЖДЕНА МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ ПРИМЕНЕНИЯ
- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ**: ПРИБОРОМ МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, КАК ЖЕНЩИНЫ, ТАК И МУЖЧИНЫ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ **БЕЗОПАСНОСТЬ** : НАЛИЧИЕ ВСТРОЕННОГО **ДАТЧИКА ЦВЕТА КОЖИ**
- МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ **ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА**, НА УЧАСТКАХ РАЗЛИЧНОЙ ПЛОЩАДИ
- **ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ**: КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ
- РЕСУРС ЛАМПЫ **50000** ВСПЫШЕК
- **5 УРОВНЕЙ** РЕГУЛИРОВКИ ИНТЕНСИВНОСТИ ВСПЫШКИ
- ПЛОЩАДЬ ОКНА 2,7 CM²
- **УДОБСТВО**: НЕБОЛЬШОЙ ВЕС И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ЕГО МОЖНО БРАТЬ С СОБОЙ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ЛЮБОМ МЕСТЕ И В УДОБНОЕ ВРЕМЯ.
- ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН, УДОБНО ДЕРЖАТЬ В РУКЕ
- **НЕ ТРЕБУЕТСЯ** СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

5

5 УРОВНЕЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ



ТЕХНОЛОГИЯ
IPL

2

2
РЕЖИМА



50000
ВСПЫШЕК



Сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

5 УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ВСПЫШКИ

.....



УРОВНИ 1, 2, 3

МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ
ФОТОТИПОВ I, II, III, IV

УРОВНИ 4 и 5

МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО
ДЛЯ ФОТОТИПОВ I и II

Арт. 1301237



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

2 РЕЖИМА

.....

АВТОМАТИЧЕСКИЙ



РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВСПЫШЕК

ПРИ ПОЛНОМ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ И НЕПРЕРЫВНОМ ДВИЖЕНИИ, ИМПУЛЬСЫ ГЕНЕРИРУЮТСЯ С РАВНЫМИ ВРЕМЕННЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ. ОПТИМАЛЕН ДЛЯ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ УЧАСТКОВ.

«РУЧНОЙ»



РЕЖИМ ТОЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПРИ ПОЛНОМ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ И НАЖАТИИ КНОПКИ ГЕНЕРИРУЕТСЯ ОДИНОЧНЫЙ ИМПУЛЬС. ЗАТЕМ ПРИБОР ПЕРЕСТАВЛЯЕТСЯ НА ДРУГУЮ ОБЛАСТЬ И ГЕНЕРИРУЕТСЯ НОВЫЙ ИМПУЛЬС

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ:

РУКИ



СПИНА



НОГИ



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ:

ПОДМЫШКИ



ЛИЦО*



БИКИНИ



*на лице эпилятор используется только в области ниже скулы



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ


ФОТОЭПИЛЯТОР IPL 50

GÉZATONE


КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

РЕЗУЛЬТАТЫ

.....




ЭФФЕКТИВНОЕ
УДАЛЕНИЕ ВОЛОС




БЕЗОПАСНО




С КОМФОРТОМ



В ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ
ЛИЦА И ТЕЛА



БЕЗБОЛЕЗНЕННО



БЫСТРО



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

ФОТОЭПИЛЯТОР IPL 50

КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

GÉZATONE

ВНЕШНИЙ ВИД

.....



АДАПТЕР
В КОМПЛЕКТЕ



ЛАМПА



ИНДИКАТОР ДАТЧИКА
ТИПА КОЖИ

ГНЕЗДО ПИТАНИЯ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ /
ВЫКЛЮЧЕНИЯ
РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ
ИНТЕНСИВНОСТИ

ИНДИКАТОР
МОЩНОСТИ ВСПЫШЕК

ОКНО ЛАМПЫ

Арт. 1301237

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

.....



АДАПТЕР В КОМПЛЕКТЕ

- МОЩНОСТЬ ВСПЫШКИ: 2,5 – 5 ДЖ/СМ²
- РАЗМЕР ОКНА ЛАМПЫ: 0,9 СМ X 3 СМ (2,7 СМ²)
- ДЛИНА ВОЛНЫ: 475-1200 НМ
- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВСПЫШКИ: 500-800 мс
- РЕСУРС ЛАМПЫ: 50.000 ВСПЫШЕК
- РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ:
- ТЕМПЕРАТУРА +10 ...+35°C
- ВЛАЖНОСТЬ 3%...75%
- ДАВЛЕНИЕ 375...795 мм.рт.ст.
- ВЕС: 0,8 кг.
- РАЗМЕР: 180x210x100 мм
- Блок питания:

Вход: ~100-240 В 50-60 Гц 1,5 А Выход: =12В 5А



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ВОЗРАСТ ДО 18 ЛЕТ
- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- ЭПИЛЕПСИЯ, ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ СВЫШЕ II Б СТЕПЕНИ
- В ТЕЧЕНИЕ 8 НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ ШЛИФОВКИ, ХИМИЧЕСКИХ ПИЛИНГОВ, А ТАКЖЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОСМЕТИЧЕСКИХ ИЛИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ АНА И ВНА КИСЛОТ, РЕТИНОИДОВ, ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПОВЫШАЮЩИХ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ.
- ПЕРИОД АКТИВНОГО ПОСЕЩЕНИЯ СОЛЯРИЯ ИЛИ ЗАГАРА НА СОЛНЦЕ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ: ОЖОГИ, РАНЫ, ССАДИНЫ, ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ, СКЛОННОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ГНОЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ, АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ФОТОТИПЫ КОЖИ V И VI
- ПРИЕМ ДЕРМАТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ (НАПРИМЕР, РОАККУТАН)
- ТАТУИРОВКИ, РОДИМЫЕ ПЯТНА В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ
- ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА.





сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8 (800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>