



GEZATONE

ФОТОЭПИЛЯТОР

IPL 50

КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОС

ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ

50000 ВСПЫШЕК

5 УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ НАСАЖЕНОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

.....

УДАЛЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОС НА ЛИЦЕ И ТЕЛЕ - НЕ ПРОБЛЕМА!

ЕСЛИ КОЖА НЕ ПЕРЕНОСИТ ВОСК, КРЕМЫ-ДЕПИЛЯТОРЫ И БРИТВУ, - ФОТОЭПИЛЯЦИЯ ПОМОЖЕТ БЫСТРО,
БЕЗБОЛЕЗНЕННО И ЭФФЕКТИВНО.



РЕАКЦИЯ КОЖИ НА
СРЕДСТВА
ХИМИЧЕСКОЙ
ДЕПИЛЯЦИИ



БОЛЬ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ОБЫЧНЫХ
ЭПИЛЯТОРОВ



НЕГАТИВНАЯ
РЕАКЦИЯ КОЖИ НА
БРИТЬЕ



БОЛЬ И РАЗДРАЖЕНИЕ
ПРИ ВОСКОВОЙ
ДЕПИЛЯЦИИ




ПРОБЛЕМА
ВРАСТАНИЯ ВОЛОС
ПОСЛЕ
ДЕПИЛЯЦИИ

КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС БЫСТРО* И С КОМФОРТОМ

.....



* время процедуры зависит от площади участка обработки и количества волос

Арт. 1301237



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ



ФОТОЭПИЛЯЦИЯ - УДАЛЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОС ЗА СЧЕТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНТЕНСИВНОГО ИМПУЛЬСНОГО СВЕТА (IPL). ВСПЫШКИ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ДЛИНЫ, ЧАСТОТЫ И МОЩНОСТИ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА ВОЛОСКИ И ВОЛОСЯНЫЕ ФОЛЛИКУЛЫ.



ЭНЕРГИЯ СВЕТОВЫХ ИМПУЛЬСОВ ПОГЛОЩАЕТСЯ МЕЛАНИНОМ ВОЛОСА И ПРЕОБРАЗУЕТСЯ В ТЕПЛО. ПО СТЕРЖНЮ ВОЛОСА ТЕПЛО ПЕРЕДАЕТСЯ В ВОЛОСЯНОЙ ФОЛЛИКУЛУ.

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ОБЛАСТИ ВОЛОСЯНОГО ФОЛЛИКУЛА ВЫЗЫВАЕТ ЕГО РАЗРУШЕНИЕ.


СОКРАЩАЕТСЯ РОСТ ВОЛОС.

ПОВТОРНЫЕ СЕАНСЫ ПОЗВОЛЯЮТ ОБРАБОТАТЬ ВОЛОСЫ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДВЕГРИЛИСЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ И НАРУШИТЬ ЦИКЛ РОСТА ВОЛОСА.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

.....

ПОЧЕМУ НУЖНЫ ПОВТОРНЫЕ СЕАНСЫ



~ 85%
АНАГЕН

1-2%
КАТАГЕН

10 -15%
ТЕЛОГЕН

- **ФОТОЭПИЛЯЦИЯ** ЭФФЕКТИВНА В ОТНОШЕНИИ ВОЛОС, НАХОДЯЩИХСЯ В АКТИВНОЙ ФАЗЕ РОСТА (АНАГЕН), ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНЫХ СЕАНСОВ.
- ВОЛОСКИ, НЕ ДОСТИГШИЕ ФАЗЫ АНАГЕНА, ОСТАЮТСЯ НЕТРОНУТЫМИ, ТАК КАК НЕ ПОГЛОЩАЛИ СВЕТОВЫЕ ИМПУЛЬСЫ.
- СПУСТЯ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ВОЛОСЫ ВЫРАСТАЮТ И ВОЗНИКАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ В ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ.

КТО МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

.....



ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН С ФОТОТИПАМИ I – IV

ДЛЯ V и VI ФОТОТИПОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО АППАРАТА ПРОТИВОПОКАЗАНО.



ПРИБОР НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЕДЫХ, ОЧЕНЬ СВЕТЛЫХ И РЫЖИХ ВОЛОС ПО ПРИЧИНЕ НЕДОСТАТКА МЕЛАНИНА.



КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



Арт. 1301237



СЕНСОРНЫЙ
ДАТЧИК ЦВЕТА
КОЖИ



УДОБНО БРАТЬ
С СОБОЙ

- **ЭФФЕКТИВНОСТЬ** IPL ПОДТВЕРЖДЕНА МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ ПРИМЕНЕНИЯ
- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ**: ПРИБОРОМ МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, КАК ЖЕНЩИНЫ, ТАК И МУЖЧИНЫ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ **БЕЗОПАСНОСТЬ** : НАЛИЧИЕ ВСТРОЕННОГО **ДАТЧИКА ЦВЕТА КОЖИ**
- МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ **ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА**, НА УЧАСТКАХ РАЗЛИЧНОЙ ПЛОЩАДИ
- **ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ**: КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ
- РЕСУРС ЛАМПЫ **50000** ВСПЫШЕК
- **5 УРОВНЕЙ** РЕГУЛИРОВКИ ИНТЕНСИВНОСТИ ВСПЫШКИ
- ПЛОЩАДЬ ОКНА **2,7** СМ²
- **УДОБСТВО**: НЕБОЛЬШОЙ ВЕС И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ЕГО МОЖНО БРАТЬ С СОБОЙ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ЛЮБОМ МЕСТЕ И В УДОБНОЕ ВРЕМЯ.
- ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН, УДОБНО ДЕРЖАТЬ В РУКЕ
- **НЕ ТРЕБУЕТСЯ** СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.




5 УРОВНЕЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ



ТЕХНОЛОГИЯ
IPL



2
РЕЖИМА



50000
ВСПЫШЕК

КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

5 УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ВСПЫШКИ

.....



УРОВНИ 1, 2, 3

МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ
ФОТОТИПОВ I, II, III, IV

УРОВНИ 4 и 5

МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО
ДЛЯ ФОТОТИПОВ I и II

Арт. 1301237

КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

2 РЕЖИМА



АВТОМАТИЧЕСКИЙ

РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВСПЫШЕК



ПРИ ПОЛНОМ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ И НЕПРЕРЫВНОМ ДВИЖЕНИИ, ИМПУЛЬСЫ ГЕНЕРИРУЮТСЯ С РАВНЫМИ ВРЕМЕННЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ. ОПТИМАЛЕН ДЛЯ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ УЧАСТКОВ.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ:

РУКИ



СПИНА



НОГИ



«РУЧНОЙ»

РЕЖИМ ТОЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ



ПРИ ПОЛНОМ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ И НАЖАТИИ КНОПКИ ГЕНЕРИРУЕТСЯ ОДИНОЧНЫЙ ИМПУЛЬС. ЗАТЕМ ПРИБОР ПЕРЕСТАВЛЯЕТСЯ НА ДРУГУЮ ОБЛАСТЬ И ГЕНЕРИРУЕТСЯ НОВЫЙ ИМПУЛЬС

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ:

ПОДМЫШКИ



ЛИЦО*



БИКИНИ




*на лице эпилятор используется только в области ниже скулы

ФОТОЭПИЛЯТОР IPL 50


GÉZATONE

КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

РЕЗУЛЬТАТЫ




ЭФФЕКТИВНОЕ
УДАЛЕНИЕ ВОЛОС




БЕЗОПАСНО




С КОМФОРТОМ



В ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ
ЛИЦА И ТЕЛА



БЕЗБОЛЕЗНЕННО



БЫСТРО

ФОТОЭПИЛЯТОР IPL 50

GÉZATONE

КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

ВНЕШНИЙ ВИД

.....



АДАПТЕР
В КОМПЛЕКТЕ



ЛАМПА



ИНДИКАТОР ДАТЧИКА
ТИПА КОЖИ

ГНЕЗДО ПИТАНИЯ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ /
ВЫКЛЮЧЕНИЯ
РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ
ИНТЕНСИВНОСТИ

ИНДИКАТОР
МОЩНОСТИ ВСПЫШЕК

ОКНО ЛАМПЫ

Арт. 1301237

КОМФОРТНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

.....



АДАПТЕР В КОМПЛЕКТЕ

- МОЩНОСТЬ ВСПЫШКИ: 2,5 – 5 ДЖ/СМ²
- РАЗМЕР ОКНА ЛАМПЫ: 0,9 СМ X 3 СМ (2,7 СМ²)
- ДЛИНА ВОЛНЫ: 475-1200 НМ
- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВСПЫШКИ: 500-800 мс
- РЕСУРС ЛАМПЫ: 50.000 ВСПЫШЕК
- РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ:
- ТЕМПЕРАТУРА +10 ...+35°С
- ВЛАЖНОСТЬ 3%...75%
- ДАВЛЕНИЕ 375...795 мм.рт.ст.
- ВЕС: 0,8 кг.
- РАЗМЕР: 180x210x100 мм
- Блок питания:

Вход:≈100-240 В 50-60 Гц 1,5 А Выход: =12В 5А

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ВОЗРАСТ ДО 18 ЛЕТ
- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- ЭПИЛЕПСИЯ, ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ СВЫШЕ II Б СТЕПЕНИ
- В ТЕЧЕНИЕ 8 НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ ШЛИФОВКИ, ХИМИЧЕСКИХ ПИЛИНГОВ, А ТАКЖЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОСМЕТИЧЕСКИХ ИЛИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ АНА И ВНА КИСЛОТ, РЕТИНОИДОВ, ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПОВЫШАЮЩИХ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ.
- ПЕРИОД АКТИВНОГО ПОСЕЩЕНИЯ СОЛЯРИЯ ИЛИ ЗАГАРА НА СОЛНЦЕ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ: ОЖОГИ, РАНЫ, ССАДИНЫ, ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ, СКЛОННОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ГНОЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ, АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ФОТОТИПЫ КОЖИ V И VI
- ПРИЕМ ДЕРМАТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ (НАПРИМЕР, РОАККУТАН)
- ТАТУИРОВКИ, РОДИМЫЕ ПЯТНА В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ
- ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА.



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8 (800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>