

# GÉZATONE

## NANO DERMAPEN AMG 517

### АППАРАТ ДЛЯ ФРАКЦИОННОЙ МИКРОИГОЛЬЧАТОЙ ТЕРАПИИ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ



КОЖА ИЛИ ФАКТОРЫ НАСЛАЖДЕНИЯ, КОЖИТЕЛСКОЕ, ТРАДИЦИОННО КОСМЕТИКА И ЗДОРОВЬЕ  
СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПОРТАТИВНЫЙ ПРИБОР NANO DERMAPEN AMG 517 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ПРОЦЕДУР ФРАКЦИОННОГО МИКРОИДЛИНГА (МИКРОИГОЛЬЧАТОЙ ТЕРАПИИ) ПОМОЖЕТ ПОДТЯНУТЬ, ОМОЛОДИТЬ И ОБНОВИТЬ КОЖУ ЛИЦА, ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ БЕЗ БОЛИ, КРАСНОТЫ И ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ.



» ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА, ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ, В ОБЛАСТИ ГЛАЗ И ГУБ




» ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА, НЕРОВНЫЙ ТОН КОЖИ, «УСТАВШАЯ» КОЖА, НЕДОСТАТОК «ВНУТРЕННЕГО СИЯНИЯ»




» МОРЩИНЫ, СНИЖЕННЫЙ ТОНУС И ТУРГОР КОЖИ



» ПЯТНА И ИНФИЛЬТРАТЫ ПОСТАКНЕ НЕРОВНЫЙ КОЖНЫЙ РЕЛЬЕФ




» ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА ВОЛОС, АЛОПЕЦИЯ



» РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ, ПОВЫШЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ КОЖНОГО САЛА


## МЕТОД ФРАКЦИОННОЙ МИКРОИГОЛЬЧАТОЙ ТЕРАПИИ



АППАРАТ NANO DERMAPEN ОКАЗЫВАЕТ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ, УСКОРЯЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА, А ТАКЖЕ ПОВЫШАЕТ В ДЕСЯТКИ РАЗ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ЗА СЧЕТ УСИЛЕНИЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ.



АКТИВИЗАЦИЯ  
СИНТЕЗА  
КОЛЛАГЕНА




УСИЛЕНИЕ  
ПРОНИКНОВЕНИЯ  
АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ


МИНИМАЛЬНАЯ ТРАВМАТИЗАЦИЯ И БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОИГЛ, ТОЛЩИНА КОТОРЫХ МЕНЕЕ 80 нанометров, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 1/1000 ОТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВОЛОСА.

## КАК ЭТО РАБОТАЕТ


### ВОЗДЕЙСТВИЕ НАНОИГЛАМИ



### ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОКАНАЛОВ



### ЗАКРЫТИЕ МИКРОКАНАЛОВ / 20 МИНУТ



ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НАНОИГЛАМИ ЗАПУСКАЕТСЯ РЕАКЦИЯ НА МИКРОПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖИ.

ФИБРОБЛАСТЫ МИГРИРУЮТ БЛИЖЕ К МЕСТУ ПОВРЕЖДЕНИЯ.  
ВЫСВОБОЖДАЕТСЯ КАЛИЙ И БЕЛОК.



СНИЖАЕТСЯ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ КОЖИ ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАВШИЕСЯ МИКРОКАНАЛЫ ПРОНИКАЮТ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.

АКТИВИЗИРУЮТСЯ ФАТОРЫ РОСТА ФИБРОБЛАСТОВ И ДРУГИЕ.



ПОВЫШЕНИЕ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА.

БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО ИГЛЫ ОЧЕНЬ ТОНКИЕ, НЕ ВОЗНИКАЕТ СИЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ И НОВЫЕ КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА ОБРАЗУЮТ ПРОЧНУЮ РЕШЕТКУ, БЕЗ ФОРМИРОВАНИЯ РУБЦА.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА




РАБОТАЕТ ОТ БАТАРЕЙКИ / В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ

5

В КОМПЛЕКТЕ К АППАРАТУ 5 СТЕРИЛЬНЫХ НАСАДОК С НАНОИГЛАМИ

80

ТОЛЩИНА НАНОИГЛ МЕНЕЕ 80 НАНОМЕТРОВ




1301264G – зеленый цвет  
1301264P – розовый цвет

- 100% ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ
- ПРОЦЕДУРЫ АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНЫ И БЕЗБОЛЕЗНЕННЫ И МОГУТ ПРОВОДИТЬСЯ ДАЖЕ НА ТОНКОЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕ.
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕРИЛЬНЫХ НАСАДОК С НАНОИГЛАМИ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 80 НАНОМЕТРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТСУТСТВИЕ БОЛИ И ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧАЕТ РИСК ОСЛОЖНЕНИЙ.
- ПРИБОР МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ ГЛАЗ И ГУБ
- ПРОЦЕДУРЫ МОЖНО ПРОВОДИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА, У ФРАКЦИОННОЙ МИКРОИГОЛЬЧАТОЙ ТЕРАПИИ НЕТ СЕЗОННОСТИ.
- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: ПРОЦЕДУРЫ ПРОВОДЯТСЯ 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ И ЗАНИМАЮТ НЕ БОЛЕЕ 30 МИНУТ
- МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ. ВЫ МОЖЕТЕ НАНОСИТЬ МАКИЯЖ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «NANO DERMAPEN» AMG517.



БЕЗБОЛЕЗНЕННО  
И БЕЗОПАСНО



ЕСТЕСТВЕННЫЙ  
ПРОЦЕСС  
ОМОЛОЖЕНИЯ



МОЖНО  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В  
ОБЛАСТИ ГЛАЗ И ГУБ



ПРОЦЕДУРЫ  
1 РАЗ В НЕДЕЛЮ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



НЕБОЛЬШИЕ  
ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ



ЛЕГКИЙ: ВЕС  
ВСЕГО  
55 ГРАММ

1301264G – зеленый цвет  
1301264P – розовый цвет

- АППАРАТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ «БЕЗУПРЕЧНОГО МАКИЯЖА» И НАНЕСЕНИЯ ТОНАЛЬНОГО ВВ-КОНЦЕНТРАТА.
- СИНХРОННАЯ ПОДАЧА НАНОИГЛ СО СКОРОСТЬЮ 4000 КОЛЕБАНИЙ В МИНУТУ И ПРОНИКНОВЕНИЕ НА ГЛУБИНУ 0,2 ММ ПОЗВОЛЯЕТ РАВНОМЕРНО ОБРАБОТАТЬ «ПРОБЛЕМНУЮ» ЗОНУ.
- БЛАГОДАРЯ ПИТАНИЮ ОТ БАТАРЕЙКИ И ОТСУТСТВИЮ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕВОГО ШНУРА, ИСКЛЮЧАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАДЕВАНИЯ КОЖИ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ ПРОВОДОМ АППАРАТА.
- УДОБНАЯ ФОРМА И НЕБОЛЬШОЙ ВЕС АППАРАТА ОБЕСПЕЧИВАЮТ КОМФОРТ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ, РУКА НЕ УСТАЕТ. АППАРАТ С НАСАДКОЙ И БАТАРЕЙКОЙ ВЕСИТ 55 ГРАММ.
- ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРИБОР УПРАВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ КНОПКОЙ
- ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ: СТОИМОСТЬ АППАРАТА В НЕСКОЛЬКО РАЗ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ПОПУЛЯРНЫЕ АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ ОМОЛОЖЕНИЯ.



УПРАВЛЕНИЕ  
ОДНОЙ КНОПКОЙ



ВЫСОКАЯ  
СКОРОСТЬ



УДОБНО  
ДЕРЖАТЬ В РУКЕ



УДОБНО БРАТЬ  
С СОБОЙ

## ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА

### ВНЕШНИЙ ВИД НАСАДОК




РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ  
80 НАНОИГЛ

Дополнительные насадки  
A1301264-1, упаковка – 5 штук



1301264G – зеленый цвет  
1301264P – розовый цвет



137 мм

20 мм

СТЕРИЛЬНАЯ НАСАДКА  
С НАНОИГЛАМИ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ  
/ ВЫКЛЮЧЕНИЯ

ОТСЕК ДЛЯ БАТАРЕЙКИ  
ТИП ААА

80

ТОЛЩИНА  
НАНОИГЛ МЕНЕЕ  
80 нанометров

5

В КОМПЛЕКТЕ  
К АППАРАТУ 5 СТЕРИЛЬНЫХ  
НАСАДОК С НАНОИГЛАМИ



## КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ПРОЦЕДУРЫ НЕ ПРОВОДЯТСЯ ПО СУХОЙ КОЖЕ.  
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЫВОРОТКИ / КОНЦЕНТРАТА.

### ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ

### КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

КАРБОКСОТЕРАПИЯ  
МАСКА ПУЗЫРЬКОВАЯ  
"ДЕТОКС И СИЯНИЕ"



4516421K - 30 мл

ЛИФТИНГОВЫЙ  
КОКТЕЙЛЬ  
с гиалуроновой  
кислотой



424114 - 5 мл x 10 шт.

СЫВОРОТОЧНЫЙ  
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ  
КОНЦЕНТРАТ  
С ПЕПТИДАМИ  
"SUPERLIFT PEPTIDE"



4506014KPRO — 3 мл x 5  
ШТ.

СЫВОРОТОЧНЫЙ  
КОНЦЕНТРАТ  
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 24  
ЧАСА "HYDRO BALANCE"



4506010KPRO - 3 мл x 5  
ШТ.

СЫВОРОТОЧНЫЙ  
КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ  
ЖИРНОЙ И  
СМЕШАННОЙ КОЖИ  
"SEBO BALANCE"



4506012KPRO — 3 мл x 5  
ШТ.





## КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ПРОЦЕДУРЫ НЕ ПРОВОДЯТСЯ ПО СУХОЙ КОЖЕ.  
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЫВОРОТКИ / КОНЦЕНТРАТА.

### ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

СЫВОРОТОЧНЫЙ  
КОНЦЕНТРАТ  
УСПОКАИВАЮЩИЙ



4506011KPRO – 3 мл  
x 5 шт.

СЫВОРОТОЧНЫЙ  
КОНЦЕНТРАТ  
С ПЕПТИДАМИ ДЛЯ  
ОБЛАСТИ ГЛАЗ  
"SUPERLIFT"



4506015KPRO - 3 мл  
x 5 шт.

СЫВОРОТОЧНЫЙ  
КОНЦЕНТРАТ АНТИ-  
АКНЕ "STOP ACNE"



4506013KPRO - 3 мл  
x 5 шт.

### ПРЕПАРАТЫ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
УВЛАЖНЯЮЩАЯ  
ГИАЛУРОНОВАЯ  
МАСКА  
С БЕТА-ГЛЮКАНОМ




4515939K- 30 мл

УСПОКАИВАЮЩАЯ  
МАСКА ПРОТИВ  
КУПЕРОЗА С  
ПАНТЕНОЛОМ И  
ГИАЛУРОНОВОЙ  
КИСЛОТОЙ



4516421K - 30 мл



## РЕЗУЛЬТАТЫ

- КОЖА СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ЭЛАСТИЧНОЙ И УПРУГОЙ.
- СОКРАЩАЕТСЯ ГЛУБИНА МОРЩИН
- ПОВЫШАЕТСЯ ТОНУС КОЖИ, ПОДТЯГИВАЕТСЯ ОВАЛ ЛИЦА
- ВЫРАВНИВАЕТСЯ МИКРОРЕЛЬЕФ КОЖИ
- СОКРАЩАЕТСЯ ДИАМЕТР РАСШИРЕННЫХ ПОР, КОЖА БОЛЕЕ ГЛАДКАЯ
- УЛУЧШАЕТСЯ ЦВЕТ ЛИЦА И ВЫРАВНИВАЕТСЯ ТОН КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, БЛЕДНЕЮТ ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА
- ЛИЦО НАПОЛНЯЕТСЯ ВНУТРЕННИМ СИЯНИЕМ.
- НОРМАЛИЗУЕТСЯ РАБОТА САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ, УМЕНЬШАЕТСЯ БЛЕСК, РЕЖЕ ВОЗНИКАЮТ ВОСПАЛЕНИЯ. КОЖА БОЛЕЕ МАТОВАЯ.
- РУБЦЫ И ПЯТНА ПОСТАКНЕ МЕНЕЕ ЗАМЕТНЫ. КОЖА БОЛЕЕ РОВНАЯ.
- УЛУЧШАЕТСЯ РОСТ ВОЛОС, СНИЖАЕТСЯ ВЫПАДЕНИЕ, ВОЛОСЫ СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ КРЕПКИМИ

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- БЕРЕМЕННОСТЬ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ, ПРИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СНИЖАЮЩИХ СВЕРТЫВАЕМОСТЬ КРОВИ. ПРИЕМ ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ.
- НОВООБРАЗОВАНИЯ.
- КЕЛОИДНЫЕ РУБЦЫ И СКЛОННОСТЬ К ИХ ОБРАЗОВАНИЮ. ЗАБОЛЕВАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
- БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО РОДИНОК В ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ОБЛАСТИ.
- ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ (ЭКЗЕМЫ, ПСОРИАЗ И ДР.), АКТИВНАЯ СТАДИЯ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ. АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ КОЖНАЯ РЕАКЦИЯ В ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ.
- АКНЕ В АКТИВНОЙ СТАДИИ.
- ТУБЕРКУЛЕЗ
- НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
- «СВЕЖИЕ» ОЖОГИ, ТРАВМЫ, НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ.
- НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ МИКРОДЕРМАБРАЗИИ, ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА, ДРУГИХ АБРАЗИВНЫХ ПРОЦЕДУР (В ТЕЧЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПЕРИОДА).
- ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
- ГРИПП, ОРВИ, ЛИХОРАДОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ, ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.
- НАЛИЧИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА КОМПОНЕНТЫ ВВОДИМЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ.
- ВОЗРАСТ ДО 18 ЛЕТ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ



В КОМПЛЕКТЕ  
К АППАРАТУ 5 СТЕРИЛЬНЫХ  
НАСАДОК С НАНОИГЛАМИ



РАБОТАЕТ ОТ  
БАТАРЕЙКИ / В  
КОМПЛЕКТЕ НЕ  
ВХОДИТ



НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 1,5 В батарея AAA / в комплект не входит  
ТОК:  $\leq 300$  мА  
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 0,45 Вт  
МАТЕРИАЛ: Пластик ABS  
СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ИГЛ: 4000 колебаний в минуту  
ВЕС (с батареей) 55 грамм

### НАСАДКИ:

МАТЕРИАЛ НАНОИГЛ: хирургическая сталь  
КОЛИЧЕСТВО: 80 наноигл на квадратной пластине  
ТИП УПАКОВКИ: стерильный блистер  
ТОЛЩИНА НАНОИГЛ: 80 нм  
ДЛИНА НАНОИГЛ: 0,2 мм  
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: область глаз и губ, лицо, шея, декольте, волосистая часть головы.

1301264G – зеленый цвет

1301264P – розовый цвет



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GÉZATONE



Москва 8 (495) 120-10-80  
регионы РФ: 8(800) 500-95-94  
(звонок бесплатный)



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.sozv.ru/>