



# РЕЗУЛЬТАТ

АППАРАТ ДЛЯ  
БЕЗОПЕРАЦИОННОГО  
RF-ЛИФТИНГА И  
ОМОЛОЖЕНИЯ  
КОЖИ ЛИЦА  
m1610

RF ЛИФТИНГ

МИОСТИМУЛЯЦИЯ

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ТОКИ

ХРОМОТЕРАПИЯ

КРИОТЕРАПИЯ



УЛЬТРАСОУНОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ КРАСОТЫ И ОМОЛОЖЕНИЯ  
СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ


МАССАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОВАЛА ЛИЦА, ПОДТЯЖКИ И УКРЕПЛЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА. ЭФФЕКТИВЕН В ОТНОШЕНИИ МОРЩИН И КОЖНЫХ СКЛАДОК, КОРРЕКЦИИ «ВТОРОГО» ПОДБОРОДКА И УСТРАНЕНИЯ ДРЯБЛОСТИ КОЖИ. УКРЕПЛЯЕТ МЫШЦЫ, ПОВЫШАЕТ УПРУГОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ КОЖИ, УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА И ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИТЬСЯ БЫСТРОГО И ЭФФЕКТИВНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ.



ВОЗРАСТНЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ  
ЛИЦА, МОРЩИНЫ  
ГЛУБОКИЕ И МЕЛКИЕ



ВОЗРАСТНЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ  
ШЕИ ДЕКОЛЬТЕ,  
ДРЯБЛОСТЬ



ВТОРОЙ  
ПОДБОРОДОК,  
ИЗМЕНЕНИЕ ОВАЛА  
ЛИЦА



НЕРОВНОСТИ КОЖНОГО  
РЕЛЬЕФА, РУБЦЫ,  
ШРАМЫ, ПРОБЛЕМА  
ПОСТАКНЕ

## ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ 6 в 1

МЕТОДИКИ RF-ЛИФТИНГА, ГАЛЬВАНИКИ, ХРОМОТЕРАПИИ И МИОСТИМУЛЯЦИИ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ В АППАРАТЕ, ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА ВСЕ СЛОИ КОЖИ И ОБЕСПЕЧИВАЮТ МНОГОУРОВНЕВОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ, СТИМУЛИРУЮТ ПРОЦЕССЫ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА, АКТИВИЗИРУЮТ ПРОЦЕССЫ ОБНОВЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ, ПОВЫШАЮТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КЛЕТОК.



ТЕПЛО, СОЗДАВАЕМОЕ РАДИОВОЛНАМИ, АКТИВИЗИРУЕТ СИНТЕЗ МОЛОДОГО КОЛЛАГЕНА, УКРЕПЛЯЕТ КОЖУ, РЕСТРУКТУРИРУЕТ ДЕРМУ, СТИМУЛИРУЕТ РАСЩЕПЛЕНИЕ ЖИРА.

### RF ЛИФТИНГ

Укрепление и подтяжка кожи, моделирование, омоложение, коррекция избыточных жировых отложений, второго подбородка.



ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ТОКИ ВЫПОЛНЯЮТ 2 ФУНКЦИИ В РЕЖИМАХ: ОЧИЩЕНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ. СПОСОБСТВУЮТ ПРОНИКНОВЕНИЮ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ПОВЫШАЮТ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

### ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ТОКИ + ВИБРАЦИЯ

Очищение и увлажнение, укрепление и подтяжка кожи, детоксикация. Пролонгация действия косметических средств.



УКРЕПЛЯЕТ МЫШЦЫ, ПОВЫШАЕТ УПРУГОСТЬ И ТОНУС КОЖИ. СОКРАЩЕНИЕ МЫШЦ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИМПУЛЬСОВ УМЕНЬШАЕТ ОБЪЕМЫ, СПОСОБСТВУЕТ МОДЕЛИРОВАНИЮ.

### EMS ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ

Моделирование овала лица, укрепление мышц, подтяжка и омоложение кожи. Коррекция второго подбородка.



**КРАСНЫЙ СВЕТ** СТИМУЛИРУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И УСИЛИВАЕТ ВЫРАБОТКУ КОЛЛАГЕНА.  
**СИНИЙ СВЕТ** МИНИМИЗИРУЕТ РЕАКЦИЮ КОЖИ НА RF ВОЗДЕЙСТВИЕ.

### ХРОМОТЕРАПИЯ + ТОНИЗИРУЮЩЕЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Стимуляция выработки коллагена, лифтинг, укрепление кожи, активизация кровообращения, успокаивающее и противовоспалительное действие

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



Арт. 1301234



### ОЧИЩЕНИЕ



Гальванические токи в сочетании с RF воздействием и вибрацией для максимального очищения кожи.

### УВЛАЖНЕНИЕ



Гальванические токи в сочетании с RF воздействием и вибрацией для максимального глубокого проникновения косметических средств

### МИОСТИМУЛЯЦИЯ



Воздействие электрическими импульсами для видимого омоложения, стимуляции синтеза коллагена, лифтинга и укрепления кожи.

### RF ЛИФТИНГ



Коррекция морщин и омоложение кожи, коррекция овала лица, лифтинг.

### ОХЛАЖДЕНИЕ



Быстрое снижение температуры оказывает ремоделирующее действие на коллагеновые волокна, которые моментально сжимаются, обеспечивая видимый лифтинг. Снижение реакции кожи.

### СИНИЙ СВЕТ



Успокаивающее, противовоспалительное, антибактериальное действие. Стимуляция регенерации и восстановления.

### КРАСНЫЙ СВЕТ



Стимуляция синтеза коллагена, укрепление и подтяжка кожи, стимуляция регенерации, повышение местного иммунитета, улучшение цвета лица.

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Art. 1301234



РАБОТАЕТ ОТ  
АККУМУЛЯТОРА



УДОБНО БРАТЬ  
С СОБОЙ

- **6 МЕТОДИК** для омоложения в компактном корпусе
- **ВИДИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ** после первого сеанса
- **АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**
- ПРОЦЕДУРА МОЖЕТ ПРОВОДИТСЯ **для кожи любых типов** и обеспечивает получение немедленных и пролонгированных видимых результатов.
- ФУНКЦИЯ ТОНИЗИРУЮЩЕГО ОХЛАЖДЕНИЯ позволяет получить **МАКСИМАЛЬНЫЙ ЛИФТИНГ**.
- **ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** коррекции: комбинация нескольких видов воздействия и уровней интенсивности помогает создать индивидуальную программу.
- **ЭФФЕКТИВНОСТЬ** не уступает профессиональным процедурам
- ПРИБОР **ПРОСТ** и комфортен в использовании
- **ЭКОНОМИЯ** времени и средств: **15 минут 2-3 раза в неделю**

5

5 УРОВНЕЙ  
ИНТЕНСИВНОСТИ



ФУНКЦИЯ  
ВИБРАЦИИ

5

5  
РЕЖИМОВ



ФУНКЦИЯ  
ОХЛАЖДЕНИЯ



## 5 РЕЖИМОВ / ФУНКЦИЙ

КОМБИНАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ И УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОМОГАЕТ СОЗДАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ.



Арт. 1301234

### EMS

RF и EMS для видимого лифтинга и укрепления кожи. Стимуляция мышц, активизация синтеза коллагена. омоложение поддерживающего каркаса кожи. 5 уровней интенсивности.

### CLEAN / ОЧИЩЕНИЕ

РЕЖИМ СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ ГАЛЬВНИЧЕСКИМИ ТОКАМИ, RF И ВИБРАЦИЕЙ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ. ТОЛЬКО 1,2 УРОВНИ ИНТЕНСИВНОСТИ.

### LED

RF и КРАСНЫЙ СВЕТ ГЛУБОКО ПРОГРЕВАЕТ, СТИМУЛИРУЕТ СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА, УКРЕПЛЯЕТ И ПОДТЯГИВАЕТ КОЖУ, УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА. 5 УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ.

### IMPORT / УВЛАЖНЕНИЕ

РЕЖИМ СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ ГАЛЬВНИЧЕСКИМИ ТОКАМИ, RF И ВИБРАЦИЕЙ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. ТОЛЬКО 1,2 УРОВНИ ИНТЕНСИВНОСТИ.

### COOL

ТОНИЗИРУЮЩЕЕ ОХЛАЖДЕНИЕ + ВОЗДЕЙСТВИЕ СИНИМ СВЕТОМ. ОХЛАЖДАЕТ КОЖУ, РЕМОДЕЛИРУЕТ ВОЛОКНА КОЛЛАГЕНА, ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ ЛИФТИНГ, УСПОКАИВАЕТ, СНИЖАЕТ РЕАКЦИЮ КОЖИ.



## РЕЗУЛЬТАТЫ

УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА  
ЛИЦА ОТМЕТИЛИ  
100 %  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

100%

ЧЕТКО ОЧЕРЧЕННЫЙ  
КОНТУР ЛИЦА  
ОТМЕТИЛИ 82%  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

82%

УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА И ТОНА  
КОЖИ

ПОМОЛОДЕВШЕЕ, ПОДТЯНУТОЕ  
ЛИЦО  
ЛИФТИНГ, ВИДИМОЕ  
ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ

УМЕНЬШЕНИЕ И  
РАЗГЛАЖИВАНИЕ  
НОСОГУБНЫХ СКЛАДОК,  
КИСЕТНЫХ МОРЩИН



68%

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА  
ВТОРОГО ПОДБОРОДКА  
ОТМЕТИЛИ 68 %  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

84%

УМЕНЬШЕНИЕ  
ГЛУБИНЫ МОРЩИН  
ОТМЕТИЛИ  
84 % ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ВЫРАВНИВАНИЕ КОЖНОГО  
МИКРОРЕЛЬЕФА  
УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ И КОЛИЧЕСТВА  
МОРЩИН

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОВАЛА ЛИЦА,  
УМЕНЬШЕНИЕ «ВТОРОГО ПОДБОРОДКА»  
УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ ЛИЦА И ШЕИ  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОВАЛА ЛИЦА И  
ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕТКИХ КОНТУРОВ

УМЕНЬШЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ  
АКНЕ, РУБЦОВ И ШРАМОВ

Данные на основании исследований, проведенных производителем. Эффект может варьироваться у разных пользователей.



## ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА

ВИД СЗАДИ



КОЛЬЦО ДЛЯ ФИКСАЦИИ  
НЕТКАНОЙ САЛФЕТКИ



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО  
В КОМПЛЕКТЕ



Арт. 1301234



LED ПАНЕЛЬ

РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

БОКОВЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ

ДИСПЛЕЙ

КНОПКА ВЫБОРА ИНТЕНСИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ/ ВЫБОРА РЕЖИМА

БАЗА ДЛЯ ЗАРЯДКИ





## КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

### ДЛЯ ПРОЦЕДУР

РЕЖИМ EMS /  
МИОСТИМУЛЯЦИЯ  
РЕЖИМ LED /  
ХРОМОТЕРАПИЯ



Арт. 4515500 – 130 мл

Контактный гель для процедуры лазерной и RF коррекции кожи

РЕЖИМ CLEAN /  
ОЧИЩЕНИЕ



Арт. 4501420А – 300 мл

Лосьон для глубокого очищения "Дезинкрустант"

РЕЖИМ IMPORT/  
УВЛАЖНЕНИЕ



Арт. 4501418А – 300 мл

Кислородный гель с гиалуроновой кислотой

РЕЖИМ IMPORT/  
УВЛАЖНЕНИЕ



Арт. 4501417А – 300 мл

Гель активный «Аква-гель Алоэ-вера»

РЕЖИМ IMPORT/  
УВЛАЖНЕНИЕ




Арт. 4515702 – 200 мл

Увлажняющий тоник Аква 24



## КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

### ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР



СМЯГЧАЕТ,  
УСПОКАИВАЕТ,  
УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ  
ЛИЦА. СТИМУЛИРУЕТ  
РЕГЕНЕРАЦИЮ,  
УВЛАЖНЯЕТ И  
ТОНИЗИРУЕТ.

Арт. 4515431 – 1 штука

Маска для лица  
восстанавливающая с  
биоцеллюлозой



ИНТЕНСИВНО  
УВЛАЖНЯЕТ, УЛУЧШАЕТ  
ЦВЕТ ЛИЦА, УСТРАНЯЕТ  
ДИСКОМФОРТ,  
ТОНИЗИРУЕТ,  
СОКРАЩАЕТ МОРЩИНЫ

Арт. 4515888 – 1 штука

Гидрогелевая  
увлажняющая маска  
для всех типов кожи  
«Аква 24»



СТИМУЛИРУЕТ  
РЕГЕНЕРАЦИЮ,  
УВЛАЖНЯЕТ,  
СМЯГЧАЕТ,  
УСПОКАИВАЕТ.  
ЗАЩИЩАЕТ КОЖУ ОТ  
ВНЕШНЕЙ АГРЕССИИ.

Арт. 4515501 – 130 мл

Восстанавливающий  
крем после процедур  
лазерной и RF коррекции



УХАЖИВАЕТ ЗА КОЖЕЙ,  
СМЯГЧАЕТ, ЗАЩИЩАЕТ,  
ТОНИЗИРУЕТ И ПИТАЕТ.  
МАСКИРУЕТ МЕЛКИЕ  
ДЕФЕКТЫ КОЖИ,  
ВЫРАВНИВАЕТ ЦВЕТ  
ЛИЦА.

Арт. 4515810 – 50 мл

СС крем «Комфорт»  
SPF 40



ЗАЩИЩАЕТ ОТ  
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ  
UVA И UVB СПЕКТРА.  
УВЛАЖНЯЕТ И  
СМЯГЧАЕТ КОЖУ. НЕ  
ОСТАВЛЯЕТ БЕЛЫХ  
РАЗВОДОВ.

Арт. 4515845 – 50 мл

Солнцезащитная  
эмульсия SPF 20

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ
- ЭПИЛЕПСИЯ
- НАЛИЧИЕ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА
- АУТОИМУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
- ПРИЕМ ИЗОТРЕТИНОИНА В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 6 МЕСЯЦЕВ (ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ТЕРАПИИ АКНЕ АКНЕКУТАН, ВЕРОКУТАН, РОАККУТАН)
- ПРИЕМ ФОТОСЕНСЕБИЛИЗИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ТЯЖЕЛЫЕ ФОРМЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА
- ТЯЖЕЛЫЕ СТАДИИ ГИПЕРТОНической БОЛЕЗНИ
- НАЛИЧИЕ КУПЕРОЗА В ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА
- СКЛОННОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ КЕЛОИДОВ
- НАЛИЧИЕ СИЛИКОНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ, ЗОЛОТЫХ НИТЕЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИМПЛАНТАТОВ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ
- ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ (ОЖОГИ, ПОРЕЗЫ, ССАДИНЫ, ЦАРАПИНЫ)
- ГРИПП, ОРВИ, ЛИХОРАДОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ
- ПРИ ПОСЕЩЕНИИ СОЛЯРИЯ ИЛИ В ПЕРИОД АКТИВНОГО СОЛНЕЧНОГО ЗАГАРА
- ВО ВРЕМЯ КУРСА ХИМИЧЕСКИХ ПИЛИНГОВ, ТРАВМИРУЮЩИХ ПРОЦЕДУР.
- ВОЗРАСТ ДО 18 ЛЕТ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





- ТИП ПРИБОРА: БЕСПРОВОДНОЙ, ЗАРЯЖАЕМЫЙ
- ЦВЕТА В РЕЖИМЕ ХРОМОТЕРАПИИ: СИНИЙ И КРАСНЫЙ
- ДЛИНА ВОЛНЫ В РЕЖИМЕ ХРОМОТЕРАПИИ: КРАСНЫЙ СВЕТ: 650 нм, СИНИЙ СВЕТ: 465 нм
- В РЕЖИМЕ CLEAN - ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БИПОЛЯРНОЕ, +/- 7 Вольт
- В РЕЖИМЕ IMPORT – ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, 5 Вольт.
- ЧАСТОТА В РЕЖИМЕ RF: 500КГц±10%
- СИГНАЛ В РЕЖИМЕ EMS: БИПОЛЯРНЫЕ ИМПУЛЬСЫ, +/- 50 Вольт, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 100 МКС
- ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 100-240 В/50-60 Гц
- ЁМКОСТЬ ЛИТИЙ – ИОННОЙ БАТАРЕИ: 940 мАч,
- ОБЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОСЛЕ ПОЛНОГО ЗАРЯДА ОКОЛО 1,5 часов
- РАЗМЕРЫ ПРИБОРА: 178,5\*59\*53,6 мм
- РАЗМЕРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА: 80\*65,8\*22,3 мм
- ВЕС: 285 г



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.sozv.ru/>



Москва 8 (495) 120-10-80  
регионы РФ: 8 (800) 500-95-94  
(звонок бесплатный)