

МОДЕЛИРОВАНИЕ,
ЛИФТИНГ,
УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ



BIOLIFT
M100(S)

МЕТОД
ЭМС

АППАРАТ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

GÉZATONE

Biolift m100

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИБОР BIOLIFT4 M100S - ЭТО СОЧЕТАНИЕ ТРЕХ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДИК ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМОВ В ПРОБЛЕМНЫХ МЕСТАХ, УКРЕПЛЕНИЯ И ПОДТЯЖКИ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА.

Три косметологических метода:

- ЭМС (электромиостимуляция)
- Микротоковая терапия
- Пластический массаж специальными многогранными насадками

Такое сочетание воздействует на кожу, мышцы и жировую ткань и:

- Оказывает подтягивающее и общее омолаживающее действие на кожу
- Повышает тонус и упругость кожи
- Позволяет уменьшить объем жировых отложений

Прибор Biolift4 m704 Gezatone позволит провести профессиональную процедуру омоложения кожи с комфортом, не выходя из дома.

Результаты усиливаются от процедуры к процедуре и сохраняются на длительное время.

Biolift m100

МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

МЕТОД ЭМС

- Электромиостимуляция (ЭМС) имитирует естественные сокращения мышц. Сигналы подаются к нервным окончаниям, которые управляют движением мышц и заставляют их сокращаться естественным образом. ЭМС тренирует, укрепляет и тонизирует мышцы, устраняет дряблость кожи. ЭМС улучшает кровообращение, что способствует насыщению кислородом, выведению токсинов и избыточной жидкости.
- Стимуляция мышц восстановит овал лица естественным образом, предотвратит дряблость кожи и поможет моделировать силуэт в проблемных зонах тела (руки, бока, живот).
- Курс процедур поможет получить превосходный результат, который сохраняется долгое время.
- ЭМС - это технология, основанная на естественных процессах тела, используется более 45 лет косметологами всего мира, применяется в физиотерапии для укрепления и восстановления мышц, что помогает сотням тысяч людей каждый год.

Biolift m100

МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

МИКРОТОКИ

- Микротоки оказывают деликатное действие на кожу, восстанавливают метаболическую активность клеток. С возрастом работа клеток замедляется, снижается их энергетический потенциал и нарушаются функции. Микротоки помогают восстановить процессы выработки энергии в клетках кожи, что ведет к восстановлению их функциональной активности, клетки «просыпаются» и начинают «работать» как в молодом возрасте.
- Микротоки воздействуют не только на клетки кожи, но и укрепляют мышцы, повышают их тонус, восстанавливают процессы кровообращения и активизируют лимфодренаж, уменьшают отечность, а также обеспечивают увлажнение глубоких слоев кожи.
- Благодаря стимулирующему действию микротоков на процессы синтеза коллагена и эластина, кожа становится более упругой, более плотной и подтянутой.
- Эффекты микротоков усиливаются при дополнительном воздействии функции миостимуляции.

Biolift m100

МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

3D ПЛАСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ

- Металлические шарики с многочисленными гранями вращаются на 360° и оказывают глубокое массажное воздействие на кожу и мышцы. Благодаря глубокому воздействию, пластический массаж укрепляет мышцы и повышает их тонус, создавая прочный «каркас» для кожи.
- Пластический массаж роликами великолепно восстанавливает форму лица, борется с проблемой «второго подбородка», создаёт четкие контуры и линии, позволяет укрепить кожу на внутренней поверхности рук, бедра, уменьшить жировые отложения в области талии и живота, справиться с проблемой дряблости кожи.
- Активная глубокая проработка роликами повышает тонус мышц и кожи, оказывает лифтинговый эффект, активизирует кровообращение.



Biolift m100

ЭФФЕКТЫ

ПОВЫШЕНИЕ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА


Пластический массаж глубоко «прорабатывает» кожу, усиливает кровообращение и обменные процессы, благодаря чему клетки получают необходимое количество питательных веществ и кислорода, что позволяет им работать более активно, вырабатывая collagen и эластин.

УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ


Активизация кровообращения ускоряет доставку к клеткам кожи питательных веществ и кислорода, а также повышает эффективность косметических средств.

УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕКОВ


При вращении массажные насадки усиливают лимфодренаж, что способствует выведению избыточной жидкости и устранению отечности.



Микротоки проникают глубоко в кожу
и активизируют клетки



Ускоряется синтез волокон
коллагена и эластина




Повышается упругость
и эластичность кожи

Biolift m100

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




ЛИЦО




ШЕЯ

«ВТОРОЙ ПОДБОРОДОК»



ТЕЛО



РУКИ, НОГИ

Прибор Biolift m100(S) Gezatone

Эффективен для воздействия на любые области лица и тела, где необходимо подтянуть и укрепить кожу, уменьшить объемы.

Прибор используется:

- Для коррекции «второго подбородка» и укрепления овала лица
- Для моделирования фигуры, подтяжки кожи и уменьшения жировых отложений в области талии, живота, бедер, рук.
- Для подтяжки кожи лица и уменьшения глубины морщин.
- Четыре уровня интенсивности воздействия позволяют подобрать оптимальный режим для коррекции эстетических недостатков лица и тела.

Biolift m100

СОЧЕТАНИЕ МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ЭМС	МИКРОТОКИ	3D ПЛАСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ
• Мышцы в тонусе • Стимулирует мышцы и повышает тонус • Устраняет дряблость • Укрепляет овал лица • Способствует уменьшению жировых отложений • Улучшает цвет кожи • Активизирует кровообращение и обменные процессы	• Упругая, плотная и подтянутая кожа • Повышают тонус и упругость, подтягивают кожу • Тонизируют и укрепляют мышцы • Уменьшают отечность • Стимулируют детоксикацию • Способствуют увлажнению • Улучшают цвет кожи	• Моделирование и подтяжка • Повышает тонус и упругость кожи • Повышает тонус мышц • Активизирует кровообращение и обменные процессы • Устраняет отеки • Уменьшает объемы жировых отложений

Biolift m100

СОПУТСТВУЮЩАЯ КОСМЕТИКА



ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ
Beauty Style, 120 gr

Омолаживающий увлажняющий гель для борьбы с морщинами и увлажнения кожи. Гель используется в процедурах миостимуляции и микротоковой терапии.



ЛИФТИНГОВЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА
"УЛЬТРАЛИФТ", Beauty Style

Активный омолаживающий гель прекрасно восстанавливает тонус кожи, производит лифтинговый эффект, устраняет морщины, улучшая внешний вид кожи.

Biolift m100

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Улучшение кровообращения, устранение отеков, выведение избыточной жидкости
- Уменьшение морщин
- Улучшение цвета кожи
- Уменьшение «второго» подбородка
- Восстановление овала лица и формирование четких контуров
- Повышение тонуса и эластичности кожи лица и тела
- Моделирование силуэта
- Укрепление мышц



Biolift m100

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактность, простота в использовании и надежность
- Удобная форма обеспечивает комфортное проведение процедуры
- Процедура занимает мало времени: 20 минут
- Тройной эффект: подтяжка, уменьшение объемов и моделирование
- Универсальность: прибор может использоваться для лица и тела
- Четыре уровня интенсивности позволяют выбрать оптимальный режим воздействия
- Biolift4 m704 можно брать с собой куда угодно, он компактен и мало весит



GÉZATONE

Biolift m100

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Беременность
- Онкологические заболевания
- Острые воспалительные процессы
- Инородные тела и импланты, располагающиеся внутрикожно или непосредственно под кожей
- Армирование золотыми нитями, ботокс
- Заболевания сердечно-сосудистой системы
- Купероз в области воздействия
- Наличие кардиостимулятора
- Дерматиты и дерматозы различной этиологии
- Гнойничковые заболевания, акне
- Повреждения кожи в области воздействия (ссадины, царапины, порезы, ожоги)
- Эпилепсия
- Лихорадочные состояния, грипп, ОРВИ



GÉZATONE



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

МОСКВА: (495) 120 10 80

РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный)

www.sozv.ru



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>