



КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОНИКИ

Изготовление продукции «от идеи» до готового изделия



2024



НЕЙРОДЭНС•

КОСМО

когда огурцов недостаточно

Для молодости кожи и сохранения красоты

Косметологический
аппарат

КОСМО

позволяет проводить
бьюти-процедуры
с комфортом в домашних
условиях.

Результат процедур
усиливается при
курсовом применении
и будет радовать вас
длительное время.

Наибольший эффект
достигается при
использовании средств
для омоложения кожи
лица.

Почему НЕЙРОДЭНС • КОСМО?


- ②x Сочетание двух технологий
- ② Программы: питание и лимфодренаж
- ♀♂ Для женщин и мужчин
- 🧴🧴 Возможность сочетать с косметическими кремами, масками и сыворотками для ускорения эффекта
- 🕒 Экономия времени и средств на посещение косметологических салонов



2x двойной принцип действия


Аппарат сочетает в себе две эффективные технологии воздействия, дополняющих друг друга


Динамическая электронейростимуляция

 контролируемая низкоинтенсивная токовая терапия



Микроигльчатая терапия

 она же микронидлинг от англ. micro – «маленький» и needle – «игла»



+

=

Три способа применения:

1. Токовая + микроигльчатая терапии
2. Токовая терапия (без мезороллера)
3. Микроигльчатая терапия (при выключенном аппарате)



Динамическая электронейростимуляция


Оказывает терапевтическое воздействие на кожные покровы, мышечную ткань и лимфатические сосуды импульсным током малого напряжения с различными частотными характеристиками.

Эффект достигается за счет ответной реакции на «раздражитель», запускается оптимизация процессов, происходящих в каждой клетке.



2 программы для управления красотой

Питание



является базовой для косметического курса

Лимфодренаж




дополнительная программа для кожи, склонной к отечности

Косметологические эффекты

- Улучшение микроциркуляции крови
- Восстановление упругости кожи
- Уменьшение мимических морщин
- Стимуляция мышц лица
- Снятие отёчности лица
- Улучшение цвета лица и выравнивание тона кожи
- Лифтинг кожи
- Улучшение проникновения лекарственных или косметических средств в более глубокие слои кожи

Микроигльчатая терапия




Микротравма полезна для кожи, поскольку она запускает процесс регенерации. Используя мезороллер для лица, вполне реально за небольшой промежуток времени обновить

или зачем нужен мезороллер?

Мезороллер – это валик с тончайшими иглами, основной функцией которого является создание множества микропроколов эпидермиса

структуру кожи, сделать ее более плотной и упругой, снизить выраженность морщин, уменьшить постакне, сделать контур лица более четким.

Стимуляция выработки коллагена и эластина



Съемный мезороллер позволяет легко и удобно провести его обработку.

Косметологические эффекты

- Улучшение процесса кровообращения
- Стимуляция образования новых капилляров
- Снижение выраженности мелких морщин
- Минимизация пигментации кожи
- Сужение пор

Безопасность и легкость процедуры



Только гипоаллергенные материалы



Аккумуляторная батарея



Цветной LCD-дисплей



Легок в освоении



Безопасность при использовании

РУ № РЗН 2022/18759 от 09.11.2022 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.