



GÉZATONE

МАССАЖЕР ДЛЯ ПОДТЯЖКИ И ОМОЛОЖЕНИЯ ЛИЦА

МАССАЖЕР ДЛЯ ПОДТЯЖКИ И ОМОЛОЖЕНИЯ ЛИЦА

m1607

RF ЛИФТИНГ

МИКРОТОКИ

МИОСТИМУЛЯЦИЯ

ХРОМОТЕРАПИЯ

ВИБРОМАССАЖ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

КОМБИНАЦИЯ МЕТОДОВ RF-ЛИФТИНГА, МИОСТИМУЛЯЦИИ, МИКРОТОКОВ, ВИБРОМАССАЖА И ХРОМОТЕРАПИИ ПОЗВОЛЯЕТ В КОРОТКИЕ СРОКИ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ УВЯДАНИЯ КОЖИ, ПОВЫСИТЬ ТОНУС И ТУРГОР, СОКРАТИТЬ МОРЩИНЫ, ПОДТЯНУТЬ И УКРЕПИТЬ КОНТУРЫ ЛИЦА, УМЕНЬШИТЬ «ВТОРОЙ» ПОДБОРОДОК, УЛУЧШИТЬ ЦВЕТ ЛИЦА И ВЫРОВНЯТЬ МИКРОРЕЛЬЕФ КОЖИ.



ВОЗРАСТНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ
ЛИЦА, ПОТЕРЯ
ОБЪЕМА ОТДЕЛЬНЫХ
ЗОН ЛИЦА



ВОЗРАСТНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ
ШЕИ ДЕКОЛЬТЕ,
ДРЯБЛОСТЬ



ВТОРОЙ
ПОДБОРОДОК,
ИЗМЕНЕНИЕ ОВАЛА
ЛИЦА



НЕРОВНОСТИ
КОЖНОГО РЕЛЬЕФА,
РУБЦЫ,
РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ,
ПОСТАКНЕ



МОРЩИНЫ
ГЛУБОКИЕ И
МЕЛКИЕ



ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ 5 в 1

5 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕТОДИК ДЛЯ ЛИФТИНГА, ОМОЛОЖЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ КОЖИ ЭФФЕКТИВНО СОЧЕТАЮТСЯ В АППАРАТЕ m1607 GEZATONE. КОМБИНАЦИЯ RF-ЛИФТИНГА, МИОСТИМУЛЯЦИИ, МИКРОТОКОВ, ВИБРОМАССАЖА И ХРОМОТЕРАПИИ ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ВСЕ СЛОИ КОЖИ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ МНОГОУРОВНЕВОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ, ПОВЫШАЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КЛЕТОК, СТИМУЛИРУЕТ ПРОЦЕССЫ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА.

РАДИОЧАСТОТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ / RF



ТЕПЛО, СОЗДАВАЕМОЕ РАДИОВОЛНАМИ, АКТИВИЗИРУЕТ СИНТЕЗ МОЛОДОГО КОЛЛАГЕНА, УКРЕПЛЯЕТ КОЖУ, РЕСТРУКТУРИРУЕТ ДЕРМУ, СТИМУЛИРУЕТ РАСЩЕПЛЕНИЕ ЖИРА В ОБЛАСТИ ВТОРОГО ПОДБОРОДКА

EMS ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ



ТРЕНИРУЕТ, УКРЕПЛЯЕТ И ТОНИЗИРУЕТ МЫШЦЫ, ПОДТЯГИВАЕТ КОЖУ И СПОСОБСТВУЕТ РАЗГЛАЖИВАНИЮ МОРЩИН, УМЕНЬШАЕТ ОБЪЕМЫ ЖИРА В ОБЛАСТИ ЩЕК И «ВТОРОГО» ПОДБОРОДКА. ЛИЦО ПРИОБРЕТАЕТ ЧЕТКИЕ КОНТУРЫ.

МИКРОТОКИ



СПОСОБСТВУЮТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРОЦЕССОВ ВЫРАБОТКИ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКАХ КОЖИ, ЧТО ВЕДЕТ К ПОВЫШЕНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ, КЛЕТКИ «ПРОСЫПАЮТСЯ» И НАЧИНАЮТ «РАБОТАТЬ» КАК В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ.

ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ



АКТИВИЗИРУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ДРЕНАЖ, ПОМОГАЕТ УКРЕПИТЬ МЫШЦЫ ЛИЦА, УСТРАНИТЬ ОТЕКИ, ТЕМНЫЕ КРУГИ ПОД ГЛАЗАМИ, МОДЕЛИРОВАТЬ И ПОДТЯНУТЬ ОВАЛ ЛИЦА, УМЕНЬШИТЬ «ВТОРОЙ ПОДБОРОДОК».

ХРОМОТЕРАПИЯ



КРАСНЫЙ СВЕТ СТИМУЛИРУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И УСИЛИВАЕТ ВЫРАБОТКУ КОЛЛАГЕНА.
ЖЕЛТЫЙ СВЕТ СТИМУЛИРУЕТ ДРЕНАЖ И КРОВООБРАЩЕНИЕ. УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА.
ФИОЛЕТОВЫЙ СВЕТ УСПОКАИВАЕТ, ТОНИЗИРУЕТ, УСКОРЯЕТ РЕГЕНЕРАЦИЮ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ

Для устранения отеков, повышенного тонуса мышц лица (особенно при выраженной подвижности мимической мускулатуры и привычке хмуриться).

МИОСТИМУЛЯЦИЯ

Воздействие электрическими импульсами для видимого омоложения, стимуляции синтеза коллагена, лифтинга и укрепления кожи.

МИКРОТОКИ

Омоложение на клеточном уровне. Восстанавливают активность клеток и состояние всех слоев кожи благодаря восстановлению энергетического потенциала.

RF ЛИФТИНГ

Коррекция морщин и омоложение кожи, коррекция овала лица, лифтинг.

КРАСНЫЙ СВЕТ

Стимуляция синтеза коллагена, укрепление и подтяжка кожи, стимуляция регенерации, повышение местного иммунитета, улучшение цвета лица.

ЖЕЛТЫЙ СВЕТ

Стимуляция лимфодренажа и кровообращения. Антисептическое и противовоспалительное, антистрессовое действие.

ФИОЛЕТОВЫЙ СВЕТ

Противовоспалительное, успокаивающее и антибактериальное действие, повышение тонуса кожи. Выводит токсины.

Арт. 1301242

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



КОМПАКТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

Арт. 1301242



РАБОТАЕТ ОТ
АККУМУЛЯТОРА



ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ
4 ЧАСА

- 5 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕТОДИК для ОМОЛОЖЕНИЯ в КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ
- ВИДИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ ПЕРВОГО СЕАНСА
- АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕ УСТУПАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОЦЕДУРАМ
- ПРОЦЕДУРА МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ для КОЖИ ЛЮБЫХ ТИПОВ и ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛУЧЕНИЕ НЕМЕДЛЕННЫХ и ПРОЛОНГИРОВАННЫХ ВИДИМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
- НЕ ТРЕБУЕТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО и РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПЕРИОДА
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ: КОМБИНАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ и УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОМОГАЕТ СОЗДАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ.
- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ и СРЕДСТВ: ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ 15 МИНУТ
- ПРИБОР ПРОСТ и КОМФОРТЕН в ИСПОЛЬЗОВАНИИ

5

5
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МЕТОДОВ



УДОБНО БРАТЬ
С СОБОЙ

3

3 УРОВНЯ
ИНТЕНСИВНОСТИ



КОМФОРТНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДОМА

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОЦЕДУР

КОМБИНАЦИЯ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ И УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОМОГАЕТ СОЗДАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ.



RF ЛИФТИНГ + ХРОМОТЕРАПИЯ

RF И ХРОМОТЕРАПИЯ для ВИДИМОГО ЛИФТИНГА и УКРЕПЛЕНИЯ КОЖИ. АКТИВИЗАЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА. ОМОЛОЖЕНИЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО КАРКАСА КОЖИ.

УМЕНЬШЕНИЕ И КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН, КОРРЕКЦИЯ «ВТОРОГО» ПОДБОРОДКА.

УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА.

3 УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ.



EMS + МИКРОТОКИ

СОЧЕТАНИЕ МЕТОДОВ для МНОГОУРОВНЕВОГО ОМОЛОЖЕНИЯ. СПОСОБСТВУЕТ СОКРАЩЕНИЮ МОРЩИН, УСТРАНЕНИЮ ДРЯБЛОСТИ КОЖИ. УКРЕПЛЯЕТ И МОДЕЛИРУЕТ ОВАЛ ЛИЦА.

МИКРОТОКИ ПОМОГАЮТ УСТРАНИТЬ ОТЕЧНОСТЬ, ВОССТАНАВЛИВАЮТ УРОВЕНЬ УВЛАЖНЕНИЯ, СОКРАЩАЮТ ПОРЫ и УЛУЧШАЮТ ЦВЕТ ЛИЦА.

3 УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ.



ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОСЛЕ КАЖДОЙ ПРОЦЕДУРЫ для СТИМУЛЯЦИИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ, УСТРАНЕНИЯ ОТЕЧНОСТИ и ВЫВЕДЕНИЯ ТОКСИНОВ. ОКАЗЫВАЕТ ТОНИЗИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ, ПОМОГАЕТ УСТРАНИТЬ ГИПЕРТОНУС МЫШЦ и ПОДТЯГИВАЕТ КОЖУ.

3 УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ.

ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА



СВЕТОДИОДЫ

РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ RF

СВЕТОДИОДЫ

РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ EMS

ДИСПЛЕЙ

КНОПКА РЕЖИМА ВИБРОМАССАЖА

КНОПКА РЕЖИМА RF ЛИФТИНГА

КНОПКА РЕЖИМА EMS + МИКРОТОКИ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ

КОРПУС ПРИБОРА



БАЗА ДЛЯ ЗАРЯДКИ
В КОМПЛЕКТЕ

Арт. 1301242



КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ДЛЯ ПРОЦЕДУР

RF ЛИФТИНГ



Арт. 4515500 – 130 мл

Контактный гель для процедуры лазерной и RF коррекции кожи

EMS МИКРОТОКИ



Арт. 4501418А – 300 мл

Кислородный гель с гиалуроновой кислотой

EMS МИКРОТОКИ



Арт. 4501417А – 300 мл

Гель активный «Аква-гель Алоэ-вера»

EMS МИКРОТОКИ



Арт. 4504006 – 120 мл

Гель с экстрактом икры

ВИБРОМАССАЖ




Арт. 4516011А – 50 мл

Массажный крем с гиалуроновой кислотой



КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР



СМЯГЧАЕТ,
УСПОКАИВАЕТ,
УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ
ЛИЦА. СТИМУЛИРУЕТ
РЕГЕНЕРАЦИЮ,
УВЛАЖНЯЕТ И
ТОНИЗИРУЕТ.

Арт. 4515431 – 1 штука

Маска для лица
восстанавливающая с
биоцеллюлозой



ИНТЕНСИВНО
УВЛАЖНЯЕТ,
УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА,
ТОНИЗИРУЕТ,
СОКРАЩАЕТ
МОРЩИНЫ

Арт. 4506006 – 50 мл

Сыворотка Коллаген
5%



СТИМУЛИРУЕТ
РЕГЕНЕРАЦИЮ,
УВЛАЖНЯЕТ,
СМЯГЧАЕТ,
УСПОКАИВАЕТ.
ЗАЩИЩАЕТ КОЖУ ОТ
ВНЕШНЕЙ АГРЕССИИ.

Арт. 4515501 – 130 мл

Восстанавливающий
крем после процедур
лазерной и RF коррекции



УХАЖИВАЕТ ЗА КОЖЕЙ,
СМЯГЧАЕТ, ЗАЩИЩАЕТ,
ТОНИЗИРУЕТ И ПИТАЕТ.
МАСКИРУЕТ МЕЛКИЕ
ДЕФЕКТЫ КОЖИ,
ВЫРАВНИВАЕТ ЦВЕТ
ЛИЦА.

Арт. 4515810 – 50 мл

СС крем «Комфорт»
SPF 40



ЗАЩИЩАЕТ ОТ
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ
UVA И UVB СПЕКТРА.
УВЛАЖНЯЕТ И
СМЯГЧАЕТ КОЖУ. НЕ
ОСТАВЛЯЕТ БЕЛЫХ
РАЗВОДОВ.

Арт. 4515845 – 50 мл

Солнцезащитная
эмульсия SPF 20

РЕЗУЛЬТАТЫ

УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА
ЛИЦА ОТМЕТИЛИ
100 %
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

100%

ПОДТЯНУТОЕ ЛИЦО
ЛИФТИНГ, ВИДИМОЕ
ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ

УМЕНЬШЕНИЕ И
РАЗГЛАЖИВАНИЕ
НОСОГУБНЫХ СКЛАДОК,
КИСЕТНЫХ МОРЩИН

ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ
СУЖЕНИЕ РАСШИРЕННЫХ ПОР

ПОДТЯЖКУ ОВАЛА
ЛИЦА И ЧЁТКОСТЬ
КОНТУРОВ ОТМЕТИЛИ
85% ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

85%



78%

ЛИЦО ВЫГЛЯДИТ БОЛЕЕ
МОЛОДЫМ И
НАПОЛНЕННЫМ
ОТМЕТИЛИ
78 % ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОВАЛА ЛИЦА И
ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕТКИХ КОНТУРОВ,
УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ ЛИЦА И ШЕИ

УМЕНЬШЕНИЕ
ГЛУБИНЫ И
КОЛИЧЕСТВА
МОРЩИН

УМЕНЬШЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
АКНЕ, РУБЦОВ И ШРАМОВ

72%

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА
ВТОРОГО ПОДБОРОДКА
ОТМЕТИЛИ 72 %
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ
- ЭПИЛЕПСИЯ
- НАЛИЧИЕ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА
- АУТОИМУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
- ПРИЕМ ИЗОТРЕТИНОИНА В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 6 МЕСЯЦЕВ (ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ТЕРАПИИ АКНЕ АКНЕКУТАН, ВЕРОКУТАН, РОАККУТАН)
- ПРИЕМ ФОТОСЕНСЕБИЛИЗИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ТЯЖЕЛЫЕ ФОРМЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА
- ТЯЖЕЛЫЕ СТАДИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
- НАЛИЧИЕ КУПЕРОЗА В ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА
- СКЛОННОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ КЕЛОИДОВ
- НАЛИЧИЕ СИЛИКОНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ, ЗОЛОТЫХ НИТЕЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИМПЛАНТАТОВ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ
- ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ (ОЖОГИ, ПОРЕЗЫ, ССАДИНЫ, ЦАРАПИНЫ)
- ГРИПП, ОРВИ, ЛИХОРАДОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ
- ПРИ ПОСЕЩЕНИИ СОЛЯРИЯ ИЛИ В ПЕРИОД АКТИВНОГО СОЛНЕЧНОГО ЗАГАРА
- ВО ВРЕМЯ КУРСА ХИМИЧЕСКИХ ПИЛИНГОВ, ТРАВМИРУЮЩИХ ПРОЦЕДУР.
- ВОЗРАСТ ДО 18 ЛЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- ТИП ПРИБОРА: БЕСПРОВОДНОЙ, ЗАРЯЖАЕМЫЙ
- ЦВЕТА В РЕЖИМЕ ХРОМОТЕРАПИИ: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ
- ДЛИНА ВОЛНЫ В РЕЖИМЕ ХРОМОТЕРАПИИ: КРАСНЫЙ СВЕТ: 650 нм, ФИОЛЕТОВЫЙ СВЕТ: 380 – 420 нм, ЖЕЛТЫЙ СВЕТ: 575 - 585 нм.
- ЧАСТОТА В РЕЖИМЕ RF: 1 МГц
- ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 100-240 В/50-60 Гц

- ЁМКОСТЬ ЛИТИЙ – ИОННОЙ БАТАРЕИ: 900 мАч,
- ОБЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОСЛЕ ПОЛНОГО ЗАРЯДА ОКОЛО 1,5 часов

- РАЗМЕРЫ ПРИБОРА: 205x190x72 мм



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.sozv.ru/>



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8 (800) 500-95-94
(звонок бесплатный)