



РЕЗУЛЬТАТ

АППАРАТ ДЛЯ
БЕЗОПЕРАЦИОННОГО
RF-ЛИФТИНГА И
ОМОЛОЖЕНИЯ
КОЖИ ЛИЦА
m1610

RF ЛИФТИНГ

МИОСТИМУЛЯЦИЯ

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ТОКИ

ХРОМОТЕРАПИЯ

КРИОТЕРАПИЯ



УЛЬТРАСОУНОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ КОЖИ ДЛЯ КРАСОТЫ И ОМОЛОЖЕНИЯ
СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ


МАССАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОВАЛА ЛИЦА, ПОДТЯЖКИ И УКРЕПЛЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА. ЭФФЕКТИВЕН В ОТНОШЕНИИ МОРЩИН И КОЖНЫХ СКЛАДОК, КОРРЕКЦИИ «ВТОРОГО» ПОДБОРОДКА И УСТРАНЕНИЯ ДРЯБЛОСТИ КОЖИ. УКРЕПЛЯЕТ МЫШЦЫ, ПОВЫШАЕТ УПРУГОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ КОЖИ, УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА И ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИТЬСЯ БЫСТРОГО И ЭФФЕКТИВНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ.



ВОЗРАСТНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ
ЛИЦА, МОРЩИНЫ
ГЛУБОКИЕ И МЕЛКИЕ



ВОЗРАСТНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ
ШЕИ ДЕКОЛЬТЕ,
ДРЯБЛОСТЬ



ВТОРОЙ
ПОДБОРОДОК,
ИЗМЕНЕНИЕ ОВАЛА
ЛИЦА



НЕРОВНОСТИ КОЖНОГО
РЕЛЬЕФА, РУБЦЫ,
ШРАМЫ, ПРОБЛЕМА
ПОСТАКНЕ

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ 6 в 1

МЕТОДИКИ RF-ЛИФТИНГА, ГАЛЬВАНИКИ, ХРОМОТЕРАПИИ И МИОСТИМУЛЯЦИИ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ В АППАРАТЕ, ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА ВСЕ СЛОИ КОЖИ И ОБЕСПЕЧИВАЮТ МНОГОУРОВНЕВОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ, СТИМУЛИРУЮТ ПРОЦЕССЫ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА, АКТИВИЗИРУЮТ ПРОЦЕССЫ ОБНОВЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ, ПОВЫШАЮТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КЛЕТОК.



ТЕПЛО, СОЗДАВАЕМОЕ РАДИОВОЛНАМИ, АКТИВИЗИРУЕТ СИНТЕЗ МОЛОДОГО КОЛЛАГЕНА, УКРЕПЛЯЕТ КОЖУ, РЕСТРУКТУРИРУЕТ ДЕРМУ, СТИМУЛИРУЕТ РАСЩЕПЛЕНИЕ ЖИРА.

RF ЛИФТИНГ

Укрепление и подтяжка кожи, моделирование, омоложение, коррекция избыточных жировых отложений, второго подбородка.



ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ТОКИ ВЫПОЛНЯЮТ 2 ФУНКЦИИ В РЕЖИМАХ: ОЧИЩЕНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ. СПОСОБСТВУЮТ ПРОНИКНОВЕНИЮ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ПОВЫШАЮТ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ТОКИ + ВИБРАЦИЯ

Очищение и увлажнение, укрепление и подтяжка кожи, детоксикация. Пролонгация действия косметических средств.



УКРЕПЛЯЕТ МЫШЦЫ, ПОВЫШАЕТ УПРУГОСТЬ И ТОНУС КОЖИ. СОКРАЩЕНИЕ МЫШЦ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИМПУЛЬСОВ УМЕНЬШАЕТ ОБЪЕМЫ, СПОСОБСТВУЕТ МОДЕЛИРОВАНИЮ.

EMS ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ

Моделирование овала лица, укрепление мышц, подтяжка и омоложение кожи. Коррекция второго подбородка.



КРАСНЫЙ СВЕТ СТИМУЛИРУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И УСИЛИВАЕТ ВЫРАБОТКУ КОЛЛАГЕНА.
СИНИЙ СВЕТ МИНИМИЗИРУЕТ РЕАКЦИЮ КОЖИ НА RF ВОЗДЕЙСТВИЕ.

ХРОМОТЕРАПИЯ + ТОНИЗИРУЮЩЕЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Стимуляция выработки коллагена, лифтинг, укрепление кожи, активизация кровообращения, успокаивающее и противовоспалительное действие

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Арт. 1301234



ОЧИЩЕНИЕ



Гальванические токи в сочетании с RF воздействием и вибрацией для максимального очищения кожи.

УВЛАЖНЕНИЕ



Гальванические токи в сочетании с RF воздействием и вибрацией для максимального глубокого проникновения косметических средств

МИОСТИМУЛЯЦИЯ



Воздействие электрическими импульсами для видимого омоложения, стимуляции синтеза коллагена, лифтинга и укрепления кожи.

RF ЛИФТИНГ



Коррекция морщин и омоложение кожи, коррекция овала лица, лифтинг.

ОХЛАЖДЕНИЕ



Быстрое снижение температуры оказывает ремоделирующее действие на коллагеновые волокна, которые моментально сжимаются, обеспечивая видимый лифтинг. Снижение реакции кожи.

СИНИЙ СВЕТ



Успокаивающее, противовоспалительное, антибактериальное действие. Стимуляция регенерации и восстановления.

КРАСНЫЙ СВЕТ



Стимуляция синтеза коллагена, укрепление и подтяжка кожи, стимуляция регенерации, повышение местного иммунитета, улучшение цвета лица.

ПРЕИМУЩЕСТВА



РАБОТАЕТ ОТ
АККУМУЛЯТОРА



УДОБНО БРАТЬ
С СОБОЙ

- **6 МЕТОДИК** для омоложения в компактном корпусе
- **ВИДИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ** после первого сеанса
- **АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**
- ПРОЦЕДУРА МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ **для кожи любых типов** и обеспечивает получение немедленных и пролонгированных видимых результатов.
- ФУНКЦИЯ ТОНИЗИРУЮЩЕГО ОХЛАЖДЕНИЯ позволяет получить **МАКСИМАЛЬНЫЙ ЛИФТИНГ**.
- **ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** коррекции: комбинация нескольких видов воздействия и уровней интенсивности помогает создать индивидуальную программу.
- **ЭФФЕКТИВНОСТЬ** не уступает профессиональным процедурам
- ПРИБОР **ПРОСТ** и комфортен в использовании
- **ЭКОНОМИЯ** времени и средств: **15 минут 2-3 раза в неделю**

5

5 УРОВНЕЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ



ФУНКЦИЯ
ВИБРАЦИИ

5

5
РЕЖИМОВ



ФУНКЦИЯ
ОХЛАЖДЕНИЯ



5 РЕЖИМОВ / ФУНКЦИЙ

КОМБИНАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ И УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОМОГАЕТ СОЗДАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ.



Арт. 1301234

EMS

RF и EMS для видимого лифтинга и укрепления кожи. Стимуляция мышц, активизация синтеза коллагена. омоложение поддерживающего каркаса кожи. 5 уровней интенсивности.

CLEAN / ОЧИЩЕНИЕ

РЕЖИМ СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ ГАЛЬВНИЧЕСКИМИ ТОКАМИ, RF И ВИБРАЦИЕЙ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ. ТОЛЬКО 1,2 УРОВНИ ИНТЕНСИВНОСТИ.

LED

RF и КРАСНЫЙ СВЕТ ГЛУБОКО ПРОГРЕВАЕТ, СТИМУЛИРУЕТ СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА, УКРЕПЛЯЕТ И ПОДТЯГИВАЕТ КОЖУ, УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА. 5 УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ.

IMPORT / УВЛАЖНЕНИЕ

РЕЖИМ СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ ГАЛЬВНИЧЕСКИМИ ТОКАМИ, RF И ВИБРАЦИЕЙ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. ТОЛЬКО 1,2 УРОВНИ ИНТЕНСИВНОСТИ.

COOL

ТОНИЗИРУЮЩЕЕ ОХЛАЖДЕНИЕ + ВОЗДЕЙСТВИЕ СИНИМ СВЕТОМ. ОХЛАЖДАЕТ КОЖУ, РЕМОДЕЛИРУЕТ ВОЛОКНА КОЛЛАГЕНА, ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ ЛИФТИНГ, УСПОКАИВАЕТ, СНИЖАЕТ РЕАКЦИЮ КОЖИ.

РЕЗУЛЬТАТЫ

УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА
ЛИЦА ОТМЕТИЛИ
100 %
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

100%


ЧЕТКО ОЧЕРЧЕННЫЙ
КОНТУР ЛИЦА
ОТМЕТИЛИ 82%
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

82%

УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА И ТОНА
КОЖИ

ПОМОЛОДЕВШЕЕ, ПОДТЯНУТОЕ
ЛИЦО
ЛИФТИНГ, ВИДИМОЕ
ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ

УМЕНЬШЕНИЕ И
РАЗГЛАЖИВАНИЕ
НОСОГУБНЫХ СКЛАДОК,
КИСЕТНЫХ МОРЩИН



68%

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА
ВТОРОГО ПОДБОРОДКА
ОТМЕТИЛИ 68 %
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

84%

УМЕНЬШЕНИЕ
ГЛУБИНЫ МОРЩИН
ОТМЕТИЛИ
84 % ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ВЫРАВНИВАНИЕ КОЖНОГО
МИКРОРЕЛЬЕФА
УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ И КОЛИЧЕСТВА
МОРЩИН

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОВАЛА ЛИЦА,
УМЕНЬШЕНИЕ «ВТОРОГО ПОДБОРОДКА»
УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ ЛИЦА И ШЕИ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОВАЛА ЛИЦА И
ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕТКИХ КОНТУРОВ

УМЕНЬШЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
АКНЕ, РУБЦОВ И ШРАМОВ

Данные на основании исследований, проведенных производителем. Эффект может варьироваться у разных пользователей.

ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА

ВИД СЗАДИ



КОЛЬЦО ДЛЯ ФИКСАЦИИ
НЕТКАНОЙ САЛФЕТКИ



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
В КОМПЛЕКТЕ



Арт. 1301234



LED ПАНЕЛЬ

РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

БОКОВЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ

ДИСПЛЕЙ

КНОПКА ВЫБОРА ИНТЕНСИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ/ ВЫБОРА РЕЖИМА

БАЗА ДЛЯ ЗАРЯДКИ



КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ДЛЯ ПРОЦЕДУР

РЕЖИМ EMS /
МИОСТИМУЛЯЦИЯ
РЕЖИМ LED /
ХРОМОТЕРАПИЯ



Арт. 4515500 – 130 мл

Контактный гель для процедуры лазерной и RF коррекции кожи

РЕЖИМ CLEAN /
ОЧИЩЕНИЕ



Арт. 4501420А – 300 мл

Лосьон для глубокого очищения "Дезинкрустант"

РЕЖИМ IMPORT/
УВЛАЖНЕНИЕ



Арт. 4501418А – 300 мл

Кислородный гель с гиалуроновой кислотой

РЕЖИМ IMPORT/
УВЛАЖНЕНИЕ



Арт. 4501417А – 300 мл

Гель активный «Аква-гель Алоэ-вера»

РЕЖИМ IMPORT/
УВЛАЖНЕНИЕ




Арт. 4515702 – 200 мл

Увлажняющий тоник Аква 24



КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР



СМЯГЧАЕТ, УСПОКАИВАЕТ, УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА. СТИМУЛИРУЕТ РЕГЕНЕРАЦИЮ, УВЛАЖНЯЕТ И ТОНИЗИРУЕТ.

Арт. 4515431 – 1 штука

Маска для лица восстанавливающая с биоцеллюлозой



ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЕТ, УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА, УСТРАНЯЕТ ДИСКОМФОРТ, ТОНИЗИРУЕТ, СОКРАЩАЕТ МОРЩИНЫ

Арт. 4515888 – 1 штука

Гидрогелевая увлажняющая маска для всех типов кожи «Аква 24»



СТИМУЛИРУЕТ РЕГЕНЕРАЦИЮ, УВЛАЖНЯЕТ, СМЯГЧАЕТ, УСПОКАИВАЕТ. ЗАЩИЩАЕТ КОЖУ ОТ ВНЕШНЕЙ АГРЕССИИ.

Арт. 4515501 – 130 мл

Восстанавливающий крем после процедур лазерной и RF коррекции



УХАЖИВАЕТ ЗА КОЖЕЙ, СМЯГЧАЕТ, ЗАЩИЩАЕТ, ТОНИЗИРУЕТ И ПИТАЕТ. МАСКИРУЕТ МЕЛКИЕ ДЕФЕКТЫ КОЖИ, ВЫРАВНИВАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА.

Арт. 4515810 – 50 мл

СС крем «Комфорт» SPF 40



ЗАЩИЩАЕТ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ UVA И UVB СПЕКТРА. УВЛАЖНЯЕТ И СМЯГЧАЕТ КОЖУ. НЕ ОСТАВЛЯЕТ БЕЛЫХ РАЗВОДОВ.

Арт. 4515845 – 50 мл

Солнцезащитная эмульсия SPF 20

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ
- ЭПИЛЕПСИЯ
- НАЛИЧИЕ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА
- АУТОИМУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
- ПРИЕМ ИЗОТРЕТИНОИНА В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 6 МЕСЯЦЕВ (ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ТЕРАПИИ АКНЕ АКНЕКУТАН, ВЕРОКУТАН, РОАККУТАН)
- ПРИЕМ ФОТОСЕНСЕБИЛИЗИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ТЯЖЕЛЫЕ ФОРМЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА
- ТЯЖЕЛЫЕ СТАДИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
- НАЛИЧИЕ КУПЕРОЗА В ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА
- СКЛОННОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ КЕЛОИДОВ
- НАЛИЧИЕ СИЛИКОНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ, ЗОЛОТЫХ НИТЕЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИМПЛАНТАТОВ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ
- ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ (ОЖОГИ, ПОРЕЗЫ, ССАДИНЫ, ЦАРАПИНЫ)
- ГРИПП, ОРВИ, ЛИХОРАДОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ
- ПРИ ПОСЕЩЕНИИ СОЛЯРИЯ ИЛИ В ПЕРИОД АКТИВНОГО СОЛНЕЧНОГО ЗАГАРА
- ВО ВРЕМЯ КУРСА ХИМИЧЕСКИХ ПИЛИНГОВ, ТРАВМИРУЮЩИХ ПРОЦЕДУР.
- ВОЗРАСТ ДО 18 ЛЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





- ТИП ПРИБОРА: БЕСПРОВОДНОЙ, ЗАРЯЖАЕМЫЙ
- ЦВЕТА В РЕЖИМЕ ХРОМОТЕРАПИИ: СИНИЙ И КРАСНЫЙ
- ДЛИНА ВОЛНЫ В РЕЖИМЕ ХРОМОТЕРАПИИ: КРАСНЫЙ СВЕТ: 650 нм, СИНИЙ СВЕТ: 465 нм
- В РЕЖИМЕ CLEAN - ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БИПОЛЯРНОЕ, +/- 7 Вольт
- В РЕЖИМЕ IMPORT – ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, 5 Вольт.
- ЧАСТОТА В РЕЖИМЕ RF: 500КГц±10%
- СИГНАЛ В РЕЖИМЕ EMS: БИПОЛЯРНЫЕ ИМПУЛЬСЫ, +/- 50 Вольт, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 100 МКС
- ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 100-240 В/50-60 Гц
- ЁМКОСТЬ ЛИТИЙ – ИОННОЙ БАТАРЕИ: 940 мАч,
- ОБЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОСЛЕ ПОЛНОГО ЗАРЯДА ОКОЛО 1,5 часов
- РАЗМЕРЫ ПРИБОРА: 178,5*59*53,6 мм
- РАЗМЕРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА: 80*65,8*22,3 мм
- ВЕС: 285 г



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.sozv.ru/>



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8 (800) 500-95-94
(звонок бесплатный)