



ООО «Лазер Мастер Сервис»

ИНН 5009132297 КПП 500901001 ОГРН 1225000083681

юр. адрес: 142000, г. Домодедово, ул. Лунная,
д. 13, кв. 111, тел. 8-915-198-78-73
офис: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая,
д. 53, корп. 1, e-mail: ooolmc.port@mail.ru

Техническое задание на аппарат массажный вакуумные очки АМВО-01

Назначение аппарата АМВО-01:

Аппарат предназначен для профилактики заболеваний органа зрения, снятия стрессов, зрительного утомления, спазма аккомодации, улучшения функционального состояния сетчатки и зрительного нерва, стимуляции развития бинокулярного зрения, профилактики возрастных изменений, и профилактики заболеваний органов зрения.

Аппарат рекомендован для индивидуального применения в домашних условиях для реабилитации и профилактики органов зрения.

Аппарат предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температурах окружающего воздуха от плюс 10°C до плюс 40°C, при относительной влажности воздуха до 80%, при температуре 25°C и атмосферном давлении 650-680 мм рт.ст.

Аппарат относится к бытовым массажерам, не является изделием медицинской техники, предназначенным для лечения заболеваний.

Основные технические параметры:

- Питание аппарата от вынесенного адаптера постоянным током — 12 В (1 А);
- Питание адаптера от однофазной сети переменного тока 220 В (50 Гц);
- Частота следования импульсов, Гц — 3-4;
- Амплитуда импульсов, атм 0,05-0,1;
- Потребляемая мощность (не более), Вт — 15;
- Габаритные размеры, (мм) — блок управления 186x140x54;
- Масса (не более) кг — 0,7;
- Срок службы до списания (не менее), лет — 5;
- Время работы (1 цикл) — 3-5 мин.



Генеральный директор

А.В. Назаров