

Таблица сравнения 4-х канальных аппаратов LymphoNorm (ЛимфаНорм)

ВИД				
Описание	SMART	RELAX	PRIOR	CONTROL
Наличие экрана	Нет	Есть	Есть	есть, LCD
Количество камер	4	4	4	4
Количество режимов (основной + ручной)	2	2	4	3
Лимфодренажный режим	Нет	Есть	Есть	Есть
Пневмомассажный режим	Нет	Нет	Есть	Есть
Разминающий режим	Да	Есть	Есть	Есть
Ручной режим	есть 4 варианта	Нет	есть 7 вариантов	есть 10 вариантов
максимальное давление мм.рт.ст.	255	270	255	220
Минимальное давление мм.рт.ст.	63	67	63	30
Точность регулировки давления	~ 63 мм.рт.ст	~ 67 мм.рт.ст.	~ 63 мм.рт.ст	5 мм. тр. ст.
Пульт д/у	Нет	Нет	Нет	Есть
Комплект поставки	Аппарат + 2 манжеты для ног + аккупунктурные стельки	Аппарат + 2 манжеты для ног + аккупунктурные стельки	Аппарат + 2 манжеты для ног + аккупунктурные стельки	Аппарат + 2 манжеты для ног + аккупунктурные стельки, пульт Д/У
Совместим с 4 камерными манжетами LymphoNorm	рука, пояс, шорты	рука, пояс, шорты	рука, пояс, шорты	рука, пояс, шорты