



2016


НОВИНКИ АППАРАТНОЙ КОСМЕТИКИ



NEW

АКВА-ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР





NEW

АКТИВНЫЕ ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР

ГЕЛЬ «АКВА-ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА»

Для всех типов кожи, особенно для сухой, тонкой и дегидратированной.



- УВЛАЖНЕНИЕ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ
- УСПОКАИВАЮЩЕЕ И СМЯГЧАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
- УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ И ГИПЕРЕМИИ

МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ УСПОКАИВАЮЩЕЙ МАСКИ ПРИ РАЗДРАЖЕНИИ

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Экстракт листьев алоэ, успокаивающий комплекс CovaFresh IV.

Упаковка:


300 мл арт. 4501417



NEW

КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР





NEW

АКТИВНЫЕ ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР

КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Для всех типов кожи, особенно для тусклой, атоничной «уставшей» кожи.



- СТИМУЛИРУЕТ ПРОЦЕССЫ ОКСИГЕНАЦИИ
- ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ
- АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- УСПОКАИВАЕТ

МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ УСПОКАИВАЮЩЕЙ МАСКИ ПРИ РАЗДРАЖЕНИИ

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: *экстракт тамаринда (увлажняющий комплекс Unitamiron H22), экстракт морского планктона (антивозрастной комплекс Epi-dermist 4.0), экстракт дрожжей, гиалуронат натрия.*

Упаковка:

300 мл арт. 4501418




NEW

ГЕЛЬ «ВИТАЛИФТ»

С МИКРОСПОНЖАМИ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР





NEW

АКТИВНЫЕ ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР

ГЕЛЬ «ВИТАЛИФТ» с микроспонжами

Для всех типов кожи, особенно для увядающей, обезвоженной, тусклой и сухой кожи со сниженным тонусом.



- УВЛАЖНЕНИЕ И НАСЫЩЕНИЕ ВИТАМИНАМИ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ
- УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- ЛИФТИНГОВОЕ ДЕЙСТВИЕ
- ВНУТРЕННЕЕ СИЯНИЕ КОЖИ

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Пантенол, витамины E, PP, C, гиалуронат натрия, гликолевая кислота, молочная кислота (в составе «микроспонжей»).

Упаковка:

300 мл арт. 4501419




NEW

ГЕЛЬ «УЛЬТРАЛИФТ»

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР



НОВАЯ УПАКОВКА





NEW

АКТИВНЫЕ ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР

ГЕЛЬ «УЛЬТРАЛИФТ»

Для всех типов кожи с признаками увядания, морщинами, дряблостью, тусклым цветом лица.



НОВАЯ УПАКОВКА

Упаковка: 300 мл арт. 4501416

- ИНТЕНСИВНЫЙ ЛИФТИНГ
- УВЛАЖНЕНИЕ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ
- УКРЕПЛЕНИЕ ОВАЛА ЛИЦА



**ДЛЯ УЗ-ФОНОРЕЗА,
МИОСТИМУЛЯЦИИ И МТТ**

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Гиалуроновая кислота, гидролизованный морской коллаген, морской эластин, органический кремний.




NEW

ЛОСЬОН ДЕЗИНКРУСТАНТ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР



ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ



УЗ-ПИЛИНГ



ПОДГОТОВКА
К
МЕХАНИЧЕСКОЙ
ЧИСТКЕ



NEW

АКТИВНЫЕ ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР

ЛОСЬОН ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ «ДЕЗИНКРУСТАНТ»

Для глубокого очищения кожи любого типа, включая чувствительную.



- ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ
- УСТРАНЕНИЕ ИЗБЫТКА КОЖНОГО САЛА
- РЕГУЛЯЦИЯ САЛООТДЕЛЕНИЯ
- РАЗМЯГЧЕНИЕ КОМЕДОНОВ
- ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА ПОР
- СТИМУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОБНОВЛЕНИЯ

НЕ СУШИТ КОЖУ

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: *тетраборат натрия (бура), экстракт лопуха, экстракт плюща, экстракт овса.*

Упаковка:

300 мл арт. 4501420



АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА РАЗРАБОТАНА С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗНЫХ ТИПОВ КОЖИ, ВКЛЮЧАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНУЮ И ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНУЮ КОЖУ
- СОЗДАНА С УЧЕТОМ ВИДА АППАРАТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКТОРА АППАРАТА
- ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
- НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОКСИЧЕСКИЕ ИЛИ ВРЕДНЫЕ ДЛЯ КОЖИ ВЕЩЕСТВА
- НИЗКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ И ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД НА ПРОЦЕДУРУ
- 100% ЭФФЕКТИВНОСТЬ: ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ КУРСА
- ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, ПОДТВЕРЖДЕННОЕ НАЛИЧИЕМ СЕРТИФИКАТОВ



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8-800-500-95-94
(звонок бесплатный)

www.sozv.ru

Присоединяйтесь:

 www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty

 facebook.com/sozvezdiekrasoti

 vk.com/sozvezdiekrasoti